

# Aufstehlifter Albatros 2



Aufstehlifter zum einfachen Transfer des Patienten oder für die Therapie zur Entlastung der Organe und der Kreislauffunktionen.

## GURTSYSTEME

erhältlich in den Größen  
M - XL (Standard oder Netzstruktur)

M	XL
40 - 120 kg	100 - 200 kg

mit zusätzlicher  
Oberkörperpelotte



Schaltkasten mit einem  
roten Notstopp-Knopf  
und einem integrierten  
Akku-Ladegerät.



Lenkrollen mit Bremse

mit Fußschlaufen zur besseren Fixierung



1115



584



945



1380 - 1687



500



50,6



150