

Forest 3

HMV-Nr. 18.50.04.0212

Ausdauer - Komfort
Anpassungsfähigkeit



NEU Option SE43
50° winkelvestellbarer Sitz und Rücken

Der **FOREST 3** ist der perfekte Begleiter für Benutzer, die einen kompakten Indoor-Rollstuhl und ein leistungsstarkes Outdoor-Modell suchen. Ausdauer, Komfort und Anpassungsfähigkeit sind die wichtigsten Merkmale des Forest 3.



LiNX Standard Controller



LiNX LCD Controller



Forest 3

Ideal für den Innen- und Außenbereich. Dank der Pendelachse hat der Forest 3 immer Bodenkontakt, auch wenn es sich um unebenes Gelände handelt (bis zu 120 mm Differenz).

Farben (in matt oder glänzend erhältlich)



Technische Informationen

■ Gesamtbreite	595 / 610 / 650 mm
■ Gesamtlänge	1185 / 1205 / 1224 mm
■ Gesamthöhe	1036 mm
■ Sitzhöhe	430 - 480 mm
■ Sitzbreite	400 / 450 / 500 mm
■ Sitztiefe	420 - 520 mm

■ Batterie / Motor	2 x 12V / 80Ah - 220W
■ Geschwindigkeit	6 km/h*
■ Reichweite	50 km*
■ Gewicht	139 kg
■ Maximales Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	 

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

**Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**

VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland

www.vermeiren.de
info@vermeiren.de



Unsere Garantie für Qualität

Was die Qualität betrifft, so erfüllt **Forest 3** die höchsten Standards, die von anerkannten Prüfinstituten weltweit festgelegt wurden.

Produkte die zu Ihnen passen

Unser Grundprinzip lautet: Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen und nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle anpassungsfähig und bieten eine passende Antwort auf Ihre individuellen Bedürfnisse.

Alle Rollstühle können angepasst werden, haben zahlreiche Optionen und können vollständig personalisiert werden, so dass es einen Rollstuhl für jede Person gibt. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.