

Ivy

Der funktionale und stabile Badewannengriff unterstützt Sie beim Ein- und Ausstieg in Ihre Badewanne.
Leicht zu installieren und anwendbar bei den meisten Badewannentypen durch den verstellbaren Klemmmechanismus.

Gesamtbreite: 180 mm


Tiefe: 230 mm

Höhe: 480 mm

min. - max. Dicke Badewannenrand: 60 - 115 mm

Gewicht: 1,6 kg

max. Nutzergewicht: 113 kg



Iris

Toilettenstützklappgriff

Gesamtbreite: 100 mm

Gesamtlänge: 740 mm

Höhe: 230 mm

Gewicht: 1,8 kg

max. Nutzergewicht: 113 kg