

# ceres



**VERMEIREN**  
we care for you

# ceres

Der Ceres SE ist ein Outdoor-Scooter, der Design, Qualität und Komfort harmonisch vereint und in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit, Komfort und Leistung das optimale Gleichgewicht für tägliche Fahrten bietet.



## DISPLAY

Einfach zu bedienendes Display



## EINKAUFSKORB

Abnehmbar



## LENKSÄULE

verstellbar für mehr Fahrkomfort



## LED-BELEUCHTUNG

LED-Lichtanlage vorne und hinten mit Blinkern



## FEDERUNG

Integrierte Stoßdämpfer für ein sanftes Fahrgefühl



## DREHBARER UND VERSTELLBARER SITZ

Für mehr Komfort, ausgestattet mit einer abnehmbaren Kopfstütze

GESCHWINDIGKEIT  
Bis zu  
15 km/h

MAX. REICHWEITE  
Bis zu  
35 km

BELASTBARKEIT  
Bis zu  
140 kg



## TECHNISCHE INFORMATIONEN

Gesamtbreite	620 mm
Gesamtlänge	1300 mm
Gesamthöhe	1280 mm
Sitzhöhe	450-500 mm
Wendekreis	2800 mm
Reichweite*	35 km
Motor	450 W
Höchstgeschwindigkeit	6 km/h
Gewicht	106 kg
Maximale Belastbarkeit	140 kg
Batterien	2x12V - 38Ah/50Ah

\* Die Reichweite wird nach europäischen Normen berechnet.  
\* Geschwindigkeit und Fahrbereich können abweichen (ca. 15%).

Zulässige Maß- und Gewichtstoleranzen: 15 mm, 1,5 kg und 1,5°. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen dienen nur der Illustration. Bestimmte Ausstattungsmerkmale können optional sein.



Für weitere Informationen:  
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.

## VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a  
D-40472 Düsseldorf  
Deutschland

[www.vermeiren.de](http://www.vermeiren.de)  
[info@vermeiren.de](mailto:info@vermeiren.de)



**VERMEIREN**  
we care for you