

Eclips XXL

XXL-Rollstuhl

Faltbarer Rollstuhl mit Doppelkreuz aus Aluminium.

Der Eclips XXL wird standardmäßig mit abnehmbarem, festen Sitz und Rücken gefertigt. Die doppelte Kreuzstrebe, in Verbindung mit verstärkten Hinterachsen und speziell verstärkten 23"-Rädern, ermöglicht eine maximale Belastbarkeit von 250 kg.

Einfacher Transfer dank des klappbaren, einteiligen Aluminium-Fußbretts.



VERMEIREN
we care for you

Hauptmerkmale



Anatomischer Sitz
und Rücken



Verstärkte Seitenteile



Einteiliges,
klappbares
Aluminium-Fußbrett



Variables
Fersenband

Optionen



B83
Sauerstoffflaschenhalter



B20/B58
Sicherheitsgurt



B42 Einkaufsnetz



B74 Trommelbremse
für Begleitperson



B78 Kipperschutz



B77 Ankipphilfe

Farben



C27 Blau

Technische Informationen

■ Gesamtbreite	850 - 900 - 950 - 1000 mm
■ Gesamthöhe	1030 mm
■ Gesamtlänge	1140 mm
■ gefaltet	375 mm
■ Sitzbreite	600 - 650 - 700 - 750 mm
■ Höhe Armlehnen	200 mm

■ Sitzhöhe	530 mm
■ Höhe Rücken	620 mm
■ Sitztiefe	530 - 540 - 550 - 560 mm
■ Gewicht	38,5 - 40,5 kg
■ Maximales Benutzergewicht	250 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (1,5 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Produkte die zu Ihnen passen

Unser Grundprinzip lautet: Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen und nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle anpassungsfähig und bieten eine passende Antwort auf Ihre individuellen Bedürfnisse.

Alle Rollstühle können angepasst werden, haben zahlreiche Einstellmöglichkeiten und werden für die individuellen Bedürfnissen jeder Person konfiguriert. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland

www.vermeiren.de
info@vermeiren.de



Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.