

Aufstehsessel


Ontario I & II - Montreal



Ontario I



Technische Daten Aufstehsessel



	Gesamtbreite	Sitzbreite	Höhe Armlehnen	Sitzhöhe	Gesamthöhe	Gesamtlänge	Sitztiefe	Rückenhöhe	Gewicht	Belastbarkeit
Ontario I	805	465	150	500	1160	840	450	695	49,6	150
Ontario II	845	480	140	500	1145	960	530	670	53,3	150
Montreal	850	485	150	500	1140	830	510	700	54	150

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkel (15mm / 1,5kg / 1,5°) sind möglich.



Ontario I - II

Der Aufstehsessel ONTARIO bietet Ihnen in erster Linie einen optimalen Ruhe- und Relax-Komfort. Mit der Hand-bedienung können Sie Ihre gewünschte Sitzposition, sowie die Position der Beinauflage und die entsprechende Stellung zum mühelosen Aufstehen verändern.

Die Version mit 2 Motoren erlaubt die Verstellung von Rücken und Beinauflage unabhängig voneinander. Zum Beispiel können Sie Ihre Beine jederzeit nach oben lagern und dennoch den Rücken in der gewünschten Position belassen.



Montreal

Ruhe-, Relax- und Aufsteh-Komfort sind die hervorragenden Merkmale. Der Sessel muss mindestens 100 mm von der Wand entfernt platziert werden, da der Rücken beim Verstellen nach hinten auschert und gleichzeitig die Bein-auflage ausgefahren wird.



Optionaler Armlehnenbezug

Farben Ontario



Farben Montreal



Vermeiren Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 (0) 211 94 27 90
Fax: +49 (0) 211 65 36 00
Mail: info@vermeiren.de
Site: www.vermeiren.de

Vermeiren Schweiz S.A.

Hühnerhubelstraße 64
Postfach
CH-3123 Belp - Schweiz
Tel.: +41 (0) 31 818 40 95
Fax: +41 (0) 31 812 40 98
Mail: info@vermeiren.com
Site: www.vermeiren.com

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.

L. Vermeiren Ges.m.b.H.

Winetzhammerstraße 10 - A-4030 Linz - Österreich
Tel.: +43 (0) 732 37 13 66 - Fax: +43 (0) 732 37 13 69
Mail: info@vermeiren.at - Site: www.vermeiren.at



VERMEIREN

Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Änderungen vorbehalten.