



grau



Arthritisrollator

Die faltbare Gehhilfe mit Unterarmauflagen garantiert eine ausgezeichnete Unterstützung bei Gangunsicherheit. Gehhilfe mit vier Rädern, zusammenklappbar, mit gepolsterter Sitzfläche und Rückenstütze, Einkaufskorb und einschiebbarem Tablett unter dem Sitz.



Unterarmauflagen
lang, gepolstert


Handgriffe
ergonomisch

Tablett
einschiebbar
unter dem Sitz

Multifunktionsbremse

Schiebegriffe
höhenverstellbar

Einkaufskorb
abnehmbar



1030-1150

760

580

630

440

11

120

