




VERMEIREN
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Albatros

Aktivlifter



Technische Angaben Albatros


Modell	max. kg	Tiefste Position	Höchte Position	Gesamtlänge	Breite ungespreizt	Breite gespreizt	Höhe gefaltet	Gewicht
Albatros	150	1040	1739	1046	548	945	500	45

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15mm und 1,5kg) sind möglich.

Aktivlifter für den Transfer und Transport

GURTSYSTEME	
erhältlich in den Größen M - XL (Standard oder Netzstruktur)	
M	XL
40 - 120 kg	100 - 200 kg

Zu unserem stabilen Aktivlifter erhalten Sie verschiedene Gurtsysteme, die die höchsten Qualitätsanforderungen für den Patiententransfer erfüllen, entweder als gepolsterte Version oder als Gurtsystem in Netzstruktur.



Lagerung hochkant möglich



Sitztuch in Netzstruktur aus hochwertig vernähtem und waschbarem Material.

Gepolstertes Sitztuch aus hochwertig vernähtem und waschbarem Material.

Zuverlässig und sicher

Einfachste Bedienung und höchster Sicherheitsstandard machen den Aktivlifter zu einem zuverlässigen Partner für den Transfer und den Transport von Personen.



Ihre Qualitätsgarantie.

In Sachen Qualität erfüllen unsere Produkte die europäischen Richtlinien und nationalen Normen. Für Sie lassen wir unsere Produkte in verschiedenen europäischen Ländern durch unabhängige und anerkannte Prüfinstitute testen.

Vermeiren Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
 D-40472 Düsseldorf
 Deutschland
 Tel.: +49 (0) 211 94 27 90
 Fax: +49 (0) 211 65 36 00
 Mail: info@vermeiren.de
 Site: www.vermeiren.de

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Fachhändler in Ihrer Nähe.



VERMEIREN
 Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Änderungen vorbehalten.