

Timix

Frontantrieb

HMV-Nr.: 18.50.04.0170

- Vorderradantrieb
 - Fußplatte
- Verschiedene Sitzbreiten
- Verschiedene Sitztiefen
- Vorder- und Rücklicht, Fahrtrichtungsanzeiger, Hupe



VERMEIREN
we care for you

Leistung und Komfort

Der Timix bietet das Beste aus zwei Welten: einen kurzen Wendekreis, der das Manövrieren im Haus erleichtert, optimale Leistung auch bei einer Geschwindigkeit von 10 Stundenkilometern und Fahrkomfort außerhalb des Hauses. Der Komfort des Timix ist aufgrund seiner Volfederung aller Räder sehr hoch. Unabhängig von der Unebenheit des Geländes bleiben die Räder in ständigem Bodenkontakt. Hindernisse bis 9 cm werden mühelos überwunden.



Hauptmerkmale



Die Pendelachse sichert die Fahrstabilität



Bessere Manövrierbarkeit durch einen Vorderradantrieb



Multifunktional verstellbare Armlehnen abklappbar und abnehmbar

Technische Informationen

■ Gesamtbreite	640 - 660 mm
■ Gesamthöhe	1065 mm
■ Gesamtlänge	1270 - 1292 - 1315 mm
■ Sitzhöhe	490 - 540 mm
■ Sitzbreite	400 - 450 - 500 mm
■ Sitztiefe	420 - 520 mm

■ Batterie / Motoren	2x12V/80Ah/220W
■ Geschwindigkeit*	6 km/h
■ Reichweite*	40 - 63 km
■ Gewicht	125 kg
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	 

* Reichweite/Geschwindigkeit unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittelt nach ISO 7176-4. Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Produkte die zu Ihnen passen

Unser Grundprinzip lautet: Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen und nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle anpassungsfähig und bieten eine passende Antwort auf Ihre individuellen Bedürfnisse.

Alle Rollstühle können angepasst werden, haben zahlreiche Optionen und können vollständig personalisiert werden, so dass es einen Rollstuhl für jede Person gibt. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Unsere Garantie für Qualität

Was die Qualität betrifft, so erfüllt **Timix** die höchsten Standards, die von anerkannten Prüfinstituten weltweit festgelegt wurden.

Farben



Wir bieten mehr als 32 verschiedene Farben an.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland

www.vermeiren.de
info@vermeiren.de



**Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**

VERMEIREN
we care for you