

carpo



VERMEIREN
we care for you



carpo

Der Carpo SE ist ein moderner Outdoor-Scooter, der für den täglichen Gebrauch konzipiert wurde und besten Komfort und Leistung für ausgedehnte Fahrten bei jedem Wetter bietet. Er verfügt über ein voll ausgestattetes, sportliches Aussehen.

15
km/h



Umbra
grau



Hellelfenbein



Silber



Rot

VERSTELLBARE ARMLEHNEN

in Höhe und Breite verstellbar
für mehr Komfort



DREHBARER UND VERSTELLBARER SITZ

Für mehr Komfort, ausgestattet mit
einer abnehmbaren Kopfstütze



BELEUCHTUNG

Lichtanlage vorne und
hinten mit Blinkern



GROSSE BODENFREIHEIT

für bestes Fahrgefühl
im Freien



EINKAUFSKORB

Abnehmbar



LCD-DISPLAY UND USB-ANSCHLUSS

USB-Anschluss für Smartphone-Ladegerät,
einfach zu bedienendes LCD-Display



GESCHWINDIGKEIT
Bis zu
15 km/h

MAX. REICHWEITE
Bis zu
45 km

BELASTBARKEIT
Bis zu
150 kg



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Gesamtbreite	660 mm
Gesamtlänge	1535 mm
Gesamthöhe	1390 mm
Sitzhöhe	480-555 mm
Wendekreis	2000 mm
Reichweite*	45 km
Motor	750 W
Höchstgeschwindigkeit	15 km/h
Gewicht	144 kg
Maximale Belastbarkeit	150 kg
Batterien	2x12V - 100Ah

* Die Reichweite wird nach europäischen Normen berechnet.
* Geschwindigkeit und Fahrbereich können abweichen (ca. 15%).

Zulässige Maß- und Gewichtstoleranzen: 15 mm, 1,5 kg und 1,5%.
Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen dienen nur der
Illustration. Bestimmte Ausstattungsmerkmale können optional sein.



Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.

VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland

www.vermeiren.de
info@vermeiren.de



VERMEIREN
we care for you