














VERMEIREN
Ihre Mobilität ist unser Anliegen


D100

s t a n d a r d



Technische Angaben D100

 Gesamtbreite	 Sitzbreite	 gefaltet	 Rücken- neigung	 Höhe Armlehnen	 Sitz- höhe	 Gesamt- höhe	 Gesamt- länge	 Sitz- tiefe	 Rücken- höhe	 max. Belastbarkeit
560	380	300	5°	220 - 240	470/500/530	880 - 940	1010	430	420	130
580	400	300	5°	220 - 240	470/500/530	880 - 940	1010	430	420	130
600	420	300	5°	220 - 240	470/500/530	880 - 940	1010	430	420	130
620	440	300	5°	220 - 240	470/500/530	880 - 940	1010	430	420	130
640	460	300	5°	220 - 240	470/500/530	880 - 940	1010	430	420	130
660	480	300	5°	220 - 240	470/500/530	880 - 940	1010	430	420	130
680	500	300	5°	220 - 240	470/500/530	880 - 940	1010	430	420	130
700	520	300	5°	220 - 240	470/500/530	880 - 940	1010	430	420	130

 Gewicht	 max. Steigung	 max. Gefälle	 Boden- freiheit	 Wendekreis	 Räder vorne	 Räder hinten		
18	12°	16°	60	1500	200 x 50 PU	24" PU	HMV-NR: 18.50.02.0120	

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich

Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen, nicht umgekehrt.

Unser Grundprinzip lautet: Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen - und nicht umgekehrt! Die umfangreiche Serienausstattung erlaubt eine weitgehende Versorgung und Anpassung im Standardleichtgewichtsegment.

Dies ist das Ergebnis unserer zielstrebigen Entwicklung und von mehr als 55 Jahren Erfahrung.

Ihre Qualitätsgarantie.


In Sachen Qualität erfüllen unsere Modelle die europäischen Richtlinien und nationalen Normen. Für Sie lassen wir unsere Produkte in verschiedenen europäischen Ländern durch unabhängige und anerkannte Prüfinstitute testen.



Vermeiren Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 (0) 211 94 27 90
Fax: +49 (0) 211 65 36 00
Mail: info@vermeiren.de
Site: www.vermeiren.de

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Fachhändler in Ihrer Nähe.



VERMEIREN
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Änderungen vorbehalten.