

# Goliat Artro

## Schwerlast-Rollator



**Schwerlast-Rollator mit Unterarmauflagen.** Der Goliat Artro hat ein modernes und robustes Design mit höhenverstellbaren Unterarmstützen, um Hände und Handgelenke beim aufrechten Stehen zu entlasten.

Mit einem maximalen Benutzergewicht von 200 kg und einem breiteren Rahmen ist dieser Rollator eine ausgezeichnete Wahl für Benutzer, die zusätzliche Stabilität und Robustheit bei der Fortbewegung benötigen. Die Unterarmstützen sorgen für eine aufrechte Position, um die Gelenke zu entlasten und die Körperhaltung zu verbessern.



**VERMEIREN**  
we care for you



**Verstärkte Verschraubung  
für mehr Sicherheit  
und Stabilität**



**Verstecktes Einkaufsfach  
(Achtung, kein Einkaufskorb,  
nicht entnehmbar)**



**Stabiler Schaumstoffsitz**




**Gehstützenhalter**

## Rahmenfarben



**Rot**



**Silber**

## Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

**VERMEIREN** ist immer bestrebt, die beste Lösung für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu finden. Durch die weiterentwickelten Technologien sind wir in der Lage, Ihnen die modernsten Produkte anzubieten. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

## Qualitätsgarantie

Was die Qualität betrifft, so erfüllt der **Goliat Artro** die höchsten Standards, die von anerkannten Prüfinstituten weltweit festgelegt wurden.



## Technische Informationen

■ Gesamtbreite	650 mm
■ Gesamthöhe	1140 - 1310 mm
■ Gesamtlänge	750 mm
■ Sitzbreite	470 mm
■ Sitzhöhe	490 - 560 mm
■ Sitztiefe	410 mm

■ Multifunktionsbremsen mit Feststellfunktion	
■ Räder	8"
■ Gewicht	12,35 kg
■ Maximales Benutzergewicht	200 kg
■ Maximale Belastung Korb	5 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich  
Technische Änderungen vorbehalten. Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

## VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a  
D-40472 Düsseldorf  
Deutschland

[www.vermeiren.de](http://www.vermeiren.de)  
[info@vermeiren.de](mailto:info@vermeiren.de)



**Für weitere Informationen:  
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**

**VERMEIREN**  
we care for you