

Kim

Pedaltrainer



Pedaltrainer

mit stufenloser Einstellbarkeit des Widerstandes, 2-fach verstellbaren Fußschlaufen und Leistungsmeßgerät.



Breite: 395 mm
Länge: 500 mm
Höhe: 300 mm
Höhe zusammengeklappt: 160 mm
Gewicht: 2,3 kg
Belastbarkeit: 50 kg



Leistungsmessgerät inklusive



Einstellschraube für den Widerstand

Fußschlaufen 2-fach verstellbar

Entriegelung
Faltmechanismus

Standfüße rutschsicher



Faltbar für Transport oder Lagerung



Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (1,5 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich.