



376

Beistelltisch

Der Beistelltisch 376 ist höhenverstellbar, kann gekippt werden und hat Leichtlaufräder. Er ist ideal für den Einsatz zu Hause oder im Krankenhaus in Kombination mit einem Bett, einem Sofa oder einer Liege. Der Rahmen ist pulverbeschichtet und der Tisch kann in beide Richtungen gekippt und verriegelt werden. Perfekt zum Lesen, während der kleinere, feste Tisch zum Platzieren von Getränken, Essen oder Elektronik dient.

Länge	920 mm
Breite	470 mm
Höhe	610 mm - 950 mm
Bodenfreiheit	110 mm
Tischplatte	765 mm x 410 mm
Gesamtgewicht	9,4 kg
maximale Belastbarkeit	15 kg
Räder	ø 50 mm
Farben	Rahmen: grau - Tisch: oxide Rahmen: beige - Tisch: Buche

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten.



VERMEIREN Deutschland GmbH - Wahlerstraße 12a - 40472 Düsseldorf - Deutschland
Tel.: +49(0)211 94 27 90 - Fax: +49(0)211 65 36 00 - info@vermeiren.de - www.vermeiren.de

Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

Ihre Mobilität ist unser Anliegen