


DREIRÄDER
DREIRÄDER
DREIRÄDER
DREIRÄDER
DREIRÄDER
DREIRÄDER



Version: Dezember 2025

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich Übersetzung.
Kein Teil dieses Katalogs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.



Kinder

2202 Aqua - Safari

2215 Happy - Sporty

6

6

10

Jugendliche

2217 Freedom

14

14

Erwachsene

2219 Lagoon

2219 Vintage

E-version

16

16

18


20

Optionen

22

Wie wähle ich mein Dreirad aus?

Die Wahl der Größe eines Dreirads wird durch die Gesamtlänge der Innenseite des Beins (A) bestimmt - (Gesamtabstand, gerades Bein, von den Falten der Leiste bis zur Ferse). Sie müssen diese Zahl dann mit den Abmessungen Boden-Sattel und Sattel-Pedal unten vergleichen.)







Beinlänge:
30 - 46 cm

3 Jahre
und
älter

AQUA - Unisex-Modell

Dekorative Figuren und helle, leuchtende Farben sind die Hauptattraktion für kleine Kinder. Die Glocke hat die Form eines Delfins und die hintere Ablage ist ideal, um Spielzeug zu transportieren. Das Lenkrad (verschiedene Lenkungen verfügbar) ist in Höhe und Winkel verstellbar, um dieses Dreirad perfekt an die Bedürfnisse Ihres Kindes anzupassen.

- Handbremse mit Feststellbremse
- Sattel in der Höhe verstellbar
- Abgesenkter Rahmen für einfaches Auf- und Absteigen auf das Dreirad
- Festes Ritzel für kontinuierliche Bewegung (vorwärts oder rückwärts)
- Verschiedene Optionen verfügbar



Eine Auswahl an Optionen finden Sie auf Seite 22.

Gesamtlänge	Gesamtbreite	Sattelhöhe	Abstand zwischen Sattel und Pedal	Durchstiegs- höhe	Gesamthöhe	Räder	gewicht	Benutzergewicht
1110	648	455 - 570	345 - 470	118	726 - 838	12" x 2.00	14	40

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich.
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.



002

Beinlänge:
30 - 46 cm

3 Jahre
und
älter

SAFARI - Unisex-Modell

Dekorative Safarifiguren und leuchtende Farben machen dieses Dreirad zu einem Blickfang für kleine Kinder. Die Glocke ist giraffenförmig und eine hintere Ablage ist ideal, um Spielzeug zu transportieren. Das Lenkrad (verschiedene Lenkungen verfügbar) ist in Höhe und Winkel verstellbar, um dieses Dreirad perfekt an die Bedürfnisse Ihres Kindes anzupassen.

- Handbremse mit Feststellbremse
- Sattel in der Höhe verstellbar
- Abgesenkter Rahmen für einfaches Auf- und Absteigen auf das Dreirad
- Festes Ritzel für kontinuierliche Bewegung (vorwärts oder rückwärts)
- Verschiedene Optionen verfügbar



Eine Auswahl an Optionen finden Sie auf Seite 22.

Gesamtlänge	Gesamtbreite	Sattelhöhe	Abstand zwischen Sattel und Pedal	Durchstiegs- höhe	Gesamthöhe	Räder	gewicht	Benutzergewicht
1110	648	455 - 570	345 - 470	118	726 - 838	12" x 2.00	14	40

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich.
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.



Beinlänge:
50 - 70 cm

8 Jahre
und
älter

HAPPY - 100% Mädchen

Niedliche rosa Farben in Kombination mit einem klaren Weiß und einem hinteren Tablett, ideal für den Transport von Spielzeug. Das Lenkrad (verschiedene Lenkungen verfügbar) ist in der Höhe und im Winkel verstellbar, um dieses Dreirad eine perfekte Anpassung an die Bedürfnisse Ihres Kindes zu machen.

- Handbremse mit Feststellbremse
- Sattel in der Höhe verstellbar
- Abgesenkter Rahmen für einfaches Auf- und Absteigen auf das Dreirad
- Festes Ritzel für kontinuierliche Bewegung (vorwärts oder rückwärts)
- Verschiedene Optionen verfügbar



V-Bremsen

Eine Auswahl an Optionen finden Sie auf Seite 22.

Gesamtlänge	Gesamtbreite	Sattelhöhe	Abstand zwischen Sattel und Pedal	Durchstiegs- höhe	Gesamthöhe	Räder	gewicht	Benutzergewicht
1294	648	610 - 760	480 - 650	133	827 - 940	16" x 1.75	16,5	60

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich.
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

2215





2215

Beinlänge:
50 - 70 cm

8 Jahre
und
älter

SPORTY - Kämpferisch und kräftig

Tiefdunkles Schwarz mit feuerroten Flammen und einer Heckablage, ideal zum Transportieren von Gegenständen. Das Lenkrad (verschiedene Lenkungen erhältlich) ist in Höhe und Winkel verstellbar, um um dieses Dreirad perfekt an die Bedürfnisse Ihres Kindes anzupassen.

- Handbremse mit Feststellbremse
- Sattel in der Höhe verstellbar
- Abgesenkter Rahmen für einfaches Auf- und Absteigen auf das Dreirad
- Festes Ritzel für kontinuierliche Bewegung (vorwärts oder rückwärts)
- Verschiedene Optionen verfügbar



Eine Auswahl an Optionen finden Sie auf Seite 22.

Gesamtlänge	Gesamtbreite	Sattelhöhe	Abstand zwischen Sattel und Pedal	Durchstiegs- höhe	Gesamthöhe	Räder	gewicht	Benutzergewicht
1294	648	610 - 760	480 - 650	133	827 - 940	16" x 1.75	16,5	60

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich.
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

FREEDOM

WHITE

Das Freedom ist ein robustes Dreirad, ideal für anspruchsvolle Heranwachsende erhältlich in schwarz und weiß. Ein perfektes Dreirad für Spaziergänge in der Natur.

Palette der verfügbaren Optionen auf Seite 22. Auch erhältlich als e-Bike auf Seite 20.



Gesamtlänge

1600



Gesamtbreite

670



Sattelhöhe

709 - 950



Abstand zwischen
Sattel und Pedal

586 - 827



Durchstiegs-
höhe

174



Gesamthöhe

986 - 1174



Räder

20" x 1.75



gewicht

25,5



Benutzergewicht

110

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich.
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

FREEDOM BLACK

- Verschiedene Optionen verfügbar
- Das Lenkrad (verschiedene Lenkungen verfügbar) ist in Höhe und Winkel verstellbar
- Sattel in der Höhe verstellbar
- Abgesenkter Rahmen für einfaches Auf- und Absteigen auf das Dreirad
- V-Bremsen vorne mit Parksperre. Optional Scheibenbremse für die Hinterräder erhältlich
- Große Metall-Transportwanne auf der Rückseite



2217

Beinlänge:
68 - 88 cm

14 Jahre
und
älter



V-Bremsen

LAGOON - Dreirad für Erwachsene

Erhältlich in einer klassischen bordeauxfarbenen Farbe oder einem neutraleren Grauton. Das perfekte Dreirad für lange Fahrten, das Stabilität und Komfort bietet.

Verfügbare Optionen auf Seite 22.

Auch in der E-Version erhältlich, mit einem integriertem **Elektromotor**, der zum Antrieb genutzt werden kann.



LAGOON

2219

Beinlänge:
75 - 105 cm

- Das Lenkrad (verschiedene Lenkungen verfügbar) ist in Höhe und Winkel verstellbar
- V-Bremsen vorne mit Parksperre.
Optional Scheibenbremse für die Hinterräder erhältlich
- Abgesenkter Rahmen für einfaches Auf- und Absteigen auf das Dreirad
- Sattel in der Höhe verstellbar
- Große Metall-Transportwanne auf der Rückseite

Erwachsene



V-Bremsen



Gesamtlänge

1808



Gesamtbreite

768



Sattelhöhe

789 - 1030



Abstand zwischen
Sattel und Pedal

640 - 880



Durchstiegs-
höhe

194



Gesamthöhe

1121 - 1309



Räder

24" x 1 3/8"



gewicht

27,8



Benutzergewicht

125

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich.
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

VINTAGE - Dreirad für Erwachsene

Ein klassisches und stilvolles Retro-Modell, das die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Braune Reifen und ein großer optionaler Vintage-Korb runden das Bild ab.

Auswahl an Optionen auf Seite 22.

Auch als **E-Version** erhältlich, mit einem integrierten Elektromotor, der zum Antrieb verwendet werden kann.



Vintage

2219

Beinlänge:
75 - 105 cm

Erwach-
sene

- Das Lenkrad (verschiedene Lenkungen verfügbar)
ist in Höhe und Winkel verstellbar
- V-Bremsen vorne mit Parksperre.
Optional Scheibenbremse für die Hinterräder erhältlich
- Abgesenkter Rahmen für einfaches
Auf- und Absteigen auf das Dreirad
- Große Metall-Transportwanne
auf der Rückseite
Optionaler Weidenkorb
Vintagedesign
- Sattel in der Höhe verstellbar



Gesamtlänge

1808



Gesamtbreite

768



Sattelhöhe

789 - 1030



Abstand zwischen
Sattel und Pedal

640 - 880



Durchstiegs-
höhe

194



Gesamthöhe

1121 - 1309



Räder

24" x 1 3/8"



gewicht

27,8



Benutzergewicht

125

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich.
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.



Manuelle Steuerung



Batteriepack

E-version

Elektrisches Modell mit Antriebsunterstützung.

Die E-Version für Erwachsene ist für das **LAGOON** und die **VINTAGE** -Version erhältlich. Das elektrische Dreirad ermöglicht es Ihnen, weiter, einfacher und schneller zu fahren.

Das Betriebssystem ist sehr einfach zu bedienen. Ein einfacher **ON/OFF** -Schalter an der Batterie und ein Controller am Lenkrad, um loszulegen. Es ist auch mit einer **BOOSTER** -Taste ausgestattet, um dem Dreirad eine schnelle Beschleunigung zu geben (zum Beispiel, wenn Sie bergauf starten müssen).

Das Batteriepaket, das sich auf der Rückseite des Dreirads befindet, ist leicht und abnehmbar, so dass Sie ihn einfach zu Hause aufladen.

Die elektrische Unterstützung treibt das Vorderrad des Dreirads an.



E-Version

Beinlänge:
75 - 105 cm

Erwach-
sene



17 km/h



10 Ah



250 W

Autonomie: abhängig von der Nutzung, dem Zustand der Straße, Ausstattung der Karosserie und dem gewählten Antrieb.

KOMPATIBILITÄTSTABELLE

		2202	2215	2217	2219	2219 vintage
S1	Klassik Lenkrad	•	•	•	•	-
S2	gerade Lenkstange	•	•	•	•	-
S3	gebogener Lenker	-	-	•	•	standard
S4	Delta Lenker, oval	•	•	•	-	-
S5	verstellbare Lenkstange	-	-	•	•	•
D1	Lenkschloss	•	•	•	•	•
06	Festes Zahnrad	•	•	•	•	•
01 + B1	Freilauf	-	-	•	•	•
B1	Scheibenbremse - Hinterrad	-	-	•	•	•
02	Rücktrittbremse	•	•	•	•	•
03	3 Getriebe	-	•	•	•	•
07	7 Getriebe	-	-	•	•	•
23	Differential	-	-	-	•	•
F1	Pedale mit Klettverschluß	•	•	•	•	•
F2	Rennpedale	•	•	•	•	•
F3	Fußplatten mit Klettverschluß	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
F4	Fußplatten mit Klett und Knöchelstütze	•	•	•	•	•
F5	Länge verstellbare Pedale	-	•	•	•	•
E1	Schiebestange	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)

		2202	2215	2217	2219	2219 vintage
E2	Beleuchtung	-	•	•	•	•
E3	Kilometerzähler	-	•	•	•	•
E4	Weidenkorb Vintagedesign	-	-	-	-	•
E5	Heckbox	-	-	•	•	•
E6	Gehstützenhalter	-	-	•	•	•
E7	Getränkehalter	•	•	•	•	•
E8	Rückspiegel	•	•	•	•	•
E9	Handschlaufen	•	•	•	•	•
E10	Handfixierung mit Klett	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
E11	Handfixierung mit Klett	•	•	•	•	•
E12	Komfort-Sattel	-	-	•	•	•
E13-D	Home trainer	-	•	•	•	•
E14	Einkaufskorb	-	-	•	•	•
BAT 9	Extra Batterie	-	-	-	•	•
P1	Beckenstütze	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
P2	Rückenstütze	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
P3	Becken- u. Rückenstütze (P1 + P2)	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
P4	Verstellbarer Sattel	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
P5	Sattel mit Federung	-	-	-	-	•
E-Tricycle	Mit elektrischer Pedalunterstützung	-	-	•	•	•

(S) : KLEIN - (M) : MITTEL

K O N F I G U R A T I O N

Steuerung



S1 - Klassik Lenkrad



S2 - gerade Lenkstange



S3 - gebogener Lenker



S4 - Delta Lenker, oval



S5 - verstellbare
Lenkstange
(-10° bis +50°)



D1 - Lenkschloss


Umgug



06 - Festes Zahnrad



01 + B1 - Freilauf



B1 - Scheibenbremse -
Hinterrad



02 - Rücktrittbremse



03 - 3 Getriebe
07 - 7 Getriebe



E13 - Hometrainer

Unterstützung



P1 - Beckenstütze



P2 - Rückenstütze



P3 - Becken- u.
Rückenstütze (P1+P2)



E9 - Handschlaufen



E10 - Handfixierung
mit Klett



E11 - Handfixierung
mit Klett

UND OPTIONEN

Diverses



BAT 9 - Extra Batterie 9A



P4 - Verstellbarer Sattel
(140 mm)



P5 - Sattel
mit Federung



E12 - Komfort-Sattel



E1 - Schiebestange
(335 mm or 605 mm)



E14 - Einkaufskorb

Pedale



F1 - Pedale mit
Klettverschluß



F2 - Rennpedale



F3 - Fußplatten
mit Klettverschluß



F4 - Fußplatten mit Klett
und Knöchelstütze



F5 - Länge
verstellbare Pedale
(22 mm)



E2 - Beleuchtung

Zubehör



E3 - Kilometerzähler



E4 - Weidenkorb
Vintagedesign



E5 - Heckbox
Volumen: 30 Liter



E6 - Gehstützenhalter



E7 - Getränkehalter
(ohne Flasche)



E8 - Rückspiegel

VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf

Tel. +49(0) 211 94 27 90
Fax +49(0) 211 65 36 00

www.vermeiren.de
info@vermeiren.de



verteilt durch:

VERMEIREN
we care for you