

SCHWERLASTPRODUKTE



VERMEIREN
we care for you

VERMEIREN

we care for you

VERMEIREN, seit 1957 Hersteller von Rollstühlen, spielt eine Schlüsselrolle in der Welt der Hilfsmittel zur Rehabilitation. Die europäische Gruppe **VERMEIREN** hat sich im Laufe der Jahre auf die Herstellung von Rollstühlen, medizinischen Betten, Elektromobilen, Rollatoren und anderen Produkten spezialisiert, die Patienten oder Benutzer bei der Wahrung der Autonomie und Mobilität bestmöglich unterstützen.



Unsere europäischen Entwicklungs- und Designteams sind mit High-Tech-Werkzeugen ausgestattet, die jedem von uns hergestellten Produkt Präzision, Zuverlässigkeit und Qualität verleihen. Heute ist **VERMEIREN** eine Gruppe mit mehr als 1.000 Mitarbeitern, 10 Tochterunternehmen in Europa und Produkten, die in mehr als 45 Ländern weltweit vertrieben werden.



INDEX

MOBILITÄTSLÖSUNGEN

GOLIAT	4
GOLIAT ARTRO	5
V100 XL	6
V300 XL	7
ECLIPS XXL	8
EZ1	9
FOREST 3+	10

HÄUSLICHE PFLEGE

ALTITUDE/CORAILLE XXL	11
NORMANDIE XXL	12
9062 XXL	13
INTERVAL XXL	14

GOLIAT

SCHWERLASTROLLATOR
HMV-NR.: 10.50.04.2019



Der Goliat ist ein faltbarer Schwerlastrollator mit abnehmbarer Einkaufstasche und Multifunktionsbremse. Der Sitz ist höhenverstellbar, die Schiebegriffe sind bis zu 1020 mm in der Höhe verstellbar. Er besitzt eine gepolsterte Rückenstütze. Mit einer Sitzbreite von 55 cm und einem 47 cm breitem Sitzkissen, ist er dank seiner hohen Belastbarkeit von 200 kg auch für kräftigere Personen geeignet.



Verfügbare Farben



Gehstützenhalter

Ankipphilfe



Technische Informationen

■ Gesamtbreite	650 mm
■ Gesamthöhe	830 - 1020 mm
■ Gesamtlänge	750 mm
■ Sitzhöhe	490 - 560 mm
■ Sitztiefe	410 mm
■ Sitzbreite	470 mm

■ Bremse	Betriebsbremse und Feststellbremse
■ Räder	8"
■ Max. Belastung Korb	5 kg
■ Gewicht	10,7 kg
■ Benutzergewicht	200 kg
■ Zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich Technische Änderungen vorbehalten.
Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

GOLIAT ARTRO

SCHWERLASTROLLATOR MIT UNTERARMAUFLAGEN

Der Goliat Artro hat ein modernes und robustes Design mit höhenverstellbaren Unterarmstützen, um Hände und Handgelenke beim aufrechten Stehen zu entlasten. Mit einem maximalen Benutzergewicht von 200 kg und einem breiteren Rahmen ist dieser Rollator eine ausgezeichnete Wahl für Benutzer, die zusätzliche Stabilität und Robustheit bei der Fortbewegung benötigen. Die Unterarmstützen sorgen für eine aufrechte Position, um die Gelenke zu entlasten und die Körperhaltung zu verbessern.

Verfügbare Farben



Verstärkte Verschraubung
für mehr Sicherheit und
Stabilität

Verstecktes Einkaufsfach
(Achtung, kein Einkaufskorb,
nicht entnehmbar)

**Stabiler
Schaumstoffsitz**

**Detail
Gehstützenhalter**



Technische Informationen

■ Gesamtbreite	650 mm
■ Gesamthöhe	1140 - 1310 mm
■ Gesamtlänge	750 mm
■ Sitzhöhe	490 - 560 mm
■ Sitztiefe	410 mm
■ Sitzbreite	470 mm

■ Bremse	Betriebsbremse und Feststellbremse
■ Räder	8"
■ Max. Belastung Korb	5 kg
■ Gewicht	12,35 kg
■ Benutzergewicht	200 kg
■ Zusätzliche Information	CE

V100 XL

SCHWERLASTROLLSTUHL



Das Modell V100 XL ist das Basismodell der V-Serie. Ein robuster und solider Rollstuhl aus Stahl mit einem Benutzergewicht von bis zu 170 kg. Eine breite Palette von Optionen, um Ihren Rollstuhl zu personalisieren und ihn zu optimal 100% an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Das Doppelkreuz verleiht dem V100 XL zusätzliche Balance. 3 Sitztiefen, 3 Sitzhöhen, 3 Höhen für die Armlehnen und 3 Möglichkeiten der Armlehnenpolsterung machen diesen einfachen Rollstuhl zu einem sehr vielseitigen Modell.



Verfügbare Farben

C59
Champagner



Technische Informationen

■ Gesamtbreite	740 / 770 / 810 mm
■ Sitzbreite	530 / 560 / 600 mm
■ Gesamtlänge	1060 mm
■ Gesamthöhe	890 - 950 mm
■ Gefaltet	375 mm
■ Sitzhöhe	470 - 530 mm

■ Sitztiefe	490 mm
■ Höhe Rücken	380 mm
■ Höhe Armlehnen	220 - 240 mm
■ Gewicht	21,4 kg
■ Benutzergewicht	170 kg
■ Zusätzliche Information	CE

V300 XL

SCHWERLASTROLLSTUHL

HMV-NR.: 18.50.02.3042

Der V300 XL ist das Spitzenmodell der V-Serie. Hergestellt aus leichtem Aluminium, um das Gesamtgewicht zu begrenzen und somit für einen einfachen Transport handhabbar zu sein. Viele technische Anpassungen sind möglich, um den V300 XL so zu konfigurieren, dass er perfekt zu Ihrer Person passt. Mit einem maximalen Benutzergewicht von **170 kg** ist dieser V300 XL einer unserer leichtesten Rollstühle für Menschen mit einem höheren Körpergewicht.

Verfügbare Farben

C59
Champagner



Technische Informationen

■ Gesamtbreite	740 / 770 / 810 mm
■ Sitzbreite	530 / 560 / 600 mm
■ Gesamtlänge	1085 mm
■ Gesamthöhe	840 - 930 mm
■ Gefaltet	350 mm
■ Sitzhöhe	440 - 530 mm

■ Sitztiefe	490 - 530 mm
■ Höhe Rücken	400 mm
■ Höhe Armlehnen	220 - 240 mm
■ Gewicht	21 kg
■ Benutzergewicht	170 kg
■ Zusätzliche Information	CE

ECLIPS XXL

SCHWERLASTROLLSTUHL



Die zulässige Belastbarkeit beträgt 250 kg. Die doppelte, starke Kreuzstrebe, in Verbindung mit verstärkten Hinterachsen und speziell verstärkten 23"-Rädern, verleihen dem Rollstuhl eine hohe Belastbarkeit.

Außerdem wird der ECLIPS-XXL standardmäßig mit abnehmbarem festem Sitz und Rücken gefertigt. Dies stabilisiert noch zusätzlich den Rollstuhl und bietet dem Patienten ein hohes Maß an Sitzkomfort. Ein durchgehendes, hochklappbares Fußbrett, lange abschwenkbare Seitenteile, sowie der Schiebebügel komplettieren unser Modell in XXL.

Verfügbare Farben

C27 Blau



Technische Informationen

■ Gesamtbreite	850 / 900 / 950 / 1000 mm
■ Sitzbreite	600 / 650 / 700 / 750 mm
■ Gesamtlänge	1140 mm
■ Gesamthöhe	1070 mm
■ Gefaltet	375 mm
■ Sitzhöhe	530 mm

■ Sitztiefe	530 / 540 / 550 / 560 mm
■ Höhe Rücken	620 mm
■ Höhe Armlehnen	200 mm
■ Gewicht	>38,50 kg
■ Benutzergewicht	250 kg
■ Zusätzliche Information	CE

EZ1

OPTIMALER KOMFORT

Pflege-HMV-Nr.: 50.54.07.2020

HMV-NR.: 18.50.02.8006

Der **VERMEIREN** EZ1-Multifunktionsstuhl bietet dank seiner Sitz- und Rückenlehnenausstattung optimalen Benutzerkomfort.

Sitz und Rücken sind mit einem PU-Softbezug ausgestattet.

Die Kantelung bietet dem Benutzer Sicherheit und Komfort.

Die Kopfstütze kann in Höhe, Tiefe und Breite verstellbar werden.

Erhältlich in den Sitzbreiten 39-42-45-48-51-54-57 cm

Verfügbare Farben

C21 Rot

C29 Grau



Technische Informationen

■ Gesamtbreite	600 / 630 / 660 / 690 / 720 / 750 / 780 mm
■ Sitzbreite	390 / 420 / 450 / 480 / 510 / 540 / 570 mm
■ Gesamtlänge	1116 - 1122 mm
■ Gesamthöhe	980 mm
■ Winkel der Sitzfläche	-5° - 15°
■ Sitzhöhe	490 - 620 mm

■ Sitztiefe	430 - 520 mm
■ Höhe Rücken	500 / 600 mm
■ Höhe Armlehnen	190 / 290 mm
■ Gewicht	43,45 kg
■ Benutzergewicht	150 kg
■ zusätzliche Information	CE

FOREST 3+

E-ROLLSTUHL FÜR HÖHERE BELASTBARKEIT

HMV-NR.: 18.50.04.5006



Ausgestattet mit
LiNX Technologie



Der Forest 3+ ist ein elektrischer Rollstuhl, der speziell für große Sitzbreiten und für eine höhere Belastbarkeit bis max. 250 kg entwickelt wurde. Komplett mit modernster elektronischer Steuerung und einer Vielzahl von Optionen.

Verfügbare Farben



Dank der Pendelachse hat der Forest 3+ immer Bodenkontakt, auch wenn es sich um unebenes Gelände handelt (bis zu 100 mm Differenz)



 **250 KG**
Benutzergewicht

Option SE 39 Elektrische Sitzverstellung
und Elektrische Rückenverstellung



SE09 - Zusätzlicher
Controller
für Begleitperson



SE04
Kinnsteuerung



B66MAL Hemiplegie
Armauflage

Technische Informationen

■ Gesamtbreite	705 / 720 / 760 / 820 / 870 mm
■ Gesamtlänge	1145 - 1163 mm
■ Gesamthöhe	1100 mm
■ Sitzhöhe	450 mm
■ Sitzbreite	500 / 550 / 600 / 650 / 700 mm
■ Sitztiefe	450 - 550 mm

■ Batterie / Motoren	2 x 12V / 80Ah - 350 W
■ Geschwindigkeit	6 km/h / 10 km/h
■ Reichweite	49 km
■ Gewicht	134,35 kg
■ Benutzergewicht	250 kg
■ Zusätzliche Information	

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten.
Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

ALTITUDE/CORAILLE XXL

THERAPIE- UND LAGERUNGSSTUHL

Das Modell Altitude und Coraille in den Sondersitzbreiten 55 cm und 60 cm und einer max. Belastbarkeit bis 150 kg. Die Sitzschalenpolsterung sichert die gleichmäßige Druckentlastung, erhöht den Sitzkomfort auch bei längerer Nutzung. Die Sitzkantelung lässt sich durch eine Begleitperson verstellen. Die winkelverstellbare Beinstütze kann auch vom Nutzer selbst stufenlos verstellt werden.



Verfügbare Farben



Der Tisch bleibt immer in horizontaler Position, auch wenn der Stuhl gekippt ist.



Option B52 Infusionshalter

Option B10 einteilige Fußplatte

Die Bezüge sind vollständig abnehmbar.

Option B12 abschwengbare Therapieplatte

Technische Informationen

■ Gesamtbreite	800 mm
■ Gesamtlänge	1150 mm
■ Gesamthöhe	1280 - 1305 - 1330 mm
■ Sitzbreite	550 / 600 mm
■ Sitzhöhe	570 - 595 - 620 mm
■ Sitzwinkel	0° / 40°

■ Sitztiefe	510 mm
■ Höhe Rücken	750 mm
■ Höhe Armlehnen	230 mm
■ Gewicht	38 kg / 46 kg*
■ Benutzergewicht	150 kg
■ Zusätzliche Information	CE

NORMANDIE XXL

RUHESESSEL MIT RÜCKENVERSTELLUNG
UND BEINAUFLAGE



Schwerlasttherapiestuhl für die Klinik mit verstellbarer Rückenlehne und Beinauflage. Feststehend oder für den Transport von Patienten auch mit vier Laufrollen als Option lieferbar.

Die höhenverstellbaren Armlehnen lassen sich für einen seitlichen Transfer komplett absenken. Die anatomische Formung und die Schaumstoffpolsterung von Sitz und Rücken unterstützen das ermüdungsfreie Sitzen und Lagern.

Verfügbare Farben

GS - Kunstleder
hellgrau

BR - Kunstleder
braun

37 - Kunstleder
blau

33 - Kunstleder
flüeder

ZW - Kunstleder
schwarz



Optionale Räder mit Bremsen



Technische Informationen

■ Gesamtbreite	890 mm
■ Gesamtlänge	760 mm
■ Gesamthöhe	1200 mm
■ Sitzbreite	770 mm
■ Sitzhöhe	510 mm
■ Sitzwinkel	13° / 40°

■ Sitztiefe	480 mm
■ Höhe Rücken	780 mm
■ Höhe Armlehnen	0 - 220 mm
■ Gewicht	37,75 kg
■ Benutzergewicht	350 kg
■ Zusätzliche Information	CE

9062 XXL

TOILETTENSTUHL (STARR) FÜR HÖHERE BELASTBARKEIT

Dieser klassische XXL-Toilettenstuhl mit Skai-Bezug bietet optimalen Komfort und Hygiene. Stabile, feste Armlehnen und Rückenlehnen sorgen für die notwendige Stabilität dieses Toilettenstuhls.

Verfügbare Farben

C86
Carbongrau



Technische Informationen

■ Gesamtbreite	760 mm
■ Gesamtlänge	665 mm
■ Gesamthöhe	835 mm
■ Sitzhöhe	500 mm
■ Sitzbreite	600 mm
■ Sitztiefe	490 mm

■ Höhe Armlehnen	390 mm
■ Gewicht	15 kg
■ Benutzergewicht	175 kg
■	
■ Zusätzliche Information	CE

INTERVAL XXL

SCHWERLASTBETT



Elektrisch verstellbares Hubscherenbett mit Holzumbau für erhöhte Belastbarkeit bis zum max. Benutzergewicht von 275 kg*. Mit Seitengittern, Aufrichter und verstärkter Metallgitterliegefläche, wahlweise in den Breiten 120 cm und 140 cm.

(* inkl. Benutzergewicht Matratze/mögliches Zubehör)

Verfügbare Farben

Beige

Weiß



Handbedienung mit Verriegelungsfunktion

Manuelle Fußverstellung

Integrierter Matratzenhalter



Technische Informationen

■ Breite Länge Höhe	1330 x 2080 x 860 - 1295 mm
■ Liegefläche	370 - 805 mm
■ Matratzenbereich	1200 x 2000 x 120 mm
■ Gewicht	124 kg
■ Benutzergewicht	275 kg*
■ Zusätzliche Information	CE

■ Breite Länge Höhe	1530 x 2080 x 860 - 1295 mm
■ Liegefläche	370 - 805 mm
■ Matratzenbereich	1400 x 2000 x 120 mm
■ Gewicht	139 kg
■ Benutzergewicht	275 kg*
■ Zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich Technische Änderungen vorbehalten. Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE

Diese und weitere Produkte finden Sie mit Ihrem Laptop, Tablet
oder Handy auf unserer Website. Scannen Sie einfach den QR-Code.



VERMEIREN
we care for you

