

ONE

- Länge : 1030 mm
- Breite : 490 mm
- Höhe : 880 mm
- Batterie : 2 x 12V - 15Ah
- Reichweite : 16 km*
- Belastbarkeit : 136 kg
- Farbe : Blau - Grün
Pink - Orange

6
km/h



* Maximale Reichweite

inkl. MwSt.
€ 2.083,00

ONE AIR+

- Länge : 1030 mm
- Breite : 490 mm
- Höhe : 880 mm
- Batterie : 2 x 12V - 25Ah
- Reichweite : 30 km*
- Belastbarkeit : 136 kg
- Farbe : Blau - Grün
Pink - Orange

6
km/h



* Maximale Reichweite

ONE AIR+ LED

- Länge : 1030 mm
- Breite : 490 mm
- Höhe : 880 mm
- Batterie : 2 x 12V - 25Ah
- Reichweite : 30 km*
- Belastbarkeit : 136 kg
- Farbe : Blau - Grün
Pink - Orange

6
km/h



* Maximale Reichweite

inkl. MwSt.
€ 2.320,00

Ausgestattet mit zwei
25Ah-Batterien und Luftbereifung mit
einer Reichweite von bis zu 30 km !



ONE AIR+ SPRING

- Länge : 1030 mm
- Breite : 490 mm
- Höhe : 880 mm
- Batterie : 2 x 12V - 20Ah
Lithium-Ionen-Batterien
- Reichweite : 26 km*
- Belastbarkeit : 136 kg
- Farbe : Blau - Grün
Pink - Orange

6
km/h



* Maximale Reichweite

inkl. MwSt.
€ 2.737,00

SEDNA PREMIUM

- Länge : 960 mm
- Breite : 530 mm
- Höhe : 870 mm
- Batterie : 24V - 11,5Ah
Lithium-Ionen-Batterien
- Reichweite : 15 km*
- Gewicht : 31,6 kg
- Gewicht ohne Batterien
und Sitz : 28,8 kg
- Belastbarkeit : 115 kg
- Farbe : Rot
- Optionen : Einkaufsnetz
- Standard mit Armlehnen,
Drehsitz und Luftreifen

6
km/h



* Maximale Reichweite

inkl. MwSt.
€ 4.029,00



inkl. MwSt.
€ 1.250,00



Wetterdach für Elektromobile.
Im neuen Design.
(Kann mit anderen Optionen nicht kompatibel sein.)

Windschild
nur für Ceres SE - 6 km/h

Gehstockhalter

Rollatorhalter

Abdeckhaube

Utensilienbox

Sauerstoffflaschenhalter

Mein Leben, meine Freiheit



VERMEIREN
we care for you

CERES SE

HMV-Nr.: 18.51.05.1043

■ Länge :	1300 mm
■ Breite :	620 mm
■ Höhe :	1280 mm
■ Batterie :	2 x 12V - 38Ah
■ Reichweite :	ca. 35 km*
■ Belastbarkeit :	140 kg
■ Farbe :	Rot, Umbra Grau oder Hellelfenbein

inkl. MwSt.
€ 3.718,00

6
km/h



* Maximale Reichweite

ERIS

HMV-Nr.: 18.51.05.1041

■ Länge :	1185 mm
■ Breite :	570 mm
■ Höhe :	1150 mm
■ Batterie :	2 x 12V - 38Ah
■ Reichweite :	35 - 45 km*
■ Belastbarkeit :	140 kg
■ Farbe :	Silber, Rot, Umbra Grau oder Hellelfenbein

inkl. MwSt.
€ 3.227,00

6
km/h



* Maximale Reichweite

CERES SE

■ Länge :	1300 mm
■ Breite :	620 mm
■ Höhe :	1280 mm
■ Batterie :	2 x 12V - 50Ah
■ Reichweite :	ca. 30 km*
■ Belastbarkeit :	140 kg
■ Farbe :	Rot, Umbra Grau oder Hellelfenbein

inkl. MwSt.
€ 5.257,00

15
km/h



* Maximale Reichweite

CERES SE

■ Länge :	1300 mm
■ Breite :	620 mm
■ Höhe :	1280 mm
■ Batterie :	2 x 12V - 50Ah
■ Reichweite :	ca. 48 km*
■ Belastbarkeit :	140 kg
■ Farbe :	Rot, Umbra Grau oder Hellelfenbein

inkl. MwSt.
€ 4.430,00

10
km/h



* Maximale Reichweite

MERCURIUS 4D

■ Länge :	1440 mm
■ Breite :	680 mm
■ Höhe :	1360 mm
■ Batterie :	2 x 12V - 75Ah
■ Reichweite :	ca. 40 km*
■ Belastbarkeit :	150 kg
■ Farbe :	Champagner

inkl. MwSt.
€ 6.120,00

15
km/h



* Maximale Reichweite

CARPO 2 SE

■ Länge :	1535 mm
■ Breite :	660 mm
■ Höhe :	1390 mm
■ Batterie :	2 x 12V - 100Ah
■ Reichweite :	ca. 45 km*
■ Belastbarkeit :	150 kg
■ Farbe :	Rot, Umbra Grau oder Hellelfenbein

inkl. MwSt.
€ 5.977,00

15
km/h



* Maximale Reichweite



VERMEIREN

Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12a 40472 Düsseldorf

Telefon: 02 11 / 94 27 90

Telefax: 02 11 / 65 36 00

E-mail: info@vermeiren.de



V.H.: VERMEIREN Group, Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgien - 08/2025

* Reichweite unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittelt nach ISO 7176-4. Das abgebildete Modell dient nur zur Veranschaulichung. Einige Punkte können optional sein. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

VERMEIREN

we care for you