







## INHALT



- ① Haltestange (gebogen)
- ② Schraube
- ③ Verlängerungsstange
- ④ Innenschraube
- ⑤ Gehstützenaufnahme



Abhängig von Modell und Sitz können die Verschraubungen variieren.

Gehstockhalter ist nicht möglich mit Rollatorhalter und/oder zusätzlichem Korb hinten.

Bei Sitzen der Modellreihe 889 XLS ist zuvor eine Vierkantaufnahme (wie bei Abb. B unter dem Sitz vorhanden) zu montieren (Lieferumfang bei Stockhalter für 889 XLS).