

Elektrorollstuhl Innen- / Außenbereich für Kinder

# Forest Kids

Belastbarkeit 50 kg



empf. Verkaufspreis:

## € 7.133,00

### Farben (Rahmen)

<b>C53</b> orange	<b>C57</b> metallicrot
<b>C55</b> inox-Grau	<b>C71</b> metallicblau

### Farben (Bezug)

<b>NYL</b> Nylon schwarz	●
<b>COR</b> Cordura® schwarz	955,00

### Sitzbreiten

<b>32 cm</b> (bis 37 cm)
<b>35 cm</b> (bis 40 cm)
<b>37 cm</b> (bis 42 cm)

### Sitztiefen

<b>33 cm</b>
<b>35 cm</b>
<b>37 cm</b>
<b>39 cm</b>

### Steuerung

	links	rechts
<b>LinX</b> Controller		●
<b>LCD</b> Controller mit Touchscreen		899,00

### Beinstützen

<b>BA6-L</b> Standard links verkürzt	●
<b>BA6-R</b> Standard rechts verkürzt	●
<b>BZ8-L</b> winkel + Längenausgleich link	103,00
<b>BZ8-R</b> winkel + Längenausgleich rec	103,00
<b>BZ8 E-L</b> BZ8 elektrisch verstellbar link	898,00
<b>BZ8 E-R</b> BZ8 elektrisch verstellbar recl	898,00
<b>BK7-L</b> Stumpfauflage links	85,00
<b>BK7-R</b> Stumpfauflage rechts	85,00
<b>BK6</b> Fußbrett (nicht möglich bei elektrisch verstellbaren Beinstützen)	132,00

### Bereifung

Antriebsräder Blockprofil, Lenkräder Highway, Luft	●
<b>SE 87</b> Highway-Profil komplett,PU	439,00
<b>SE 88</b> Blockprofil komplett, Luft	●
<b>SE 90</b> Lenkräder Highway, PU	213,00
<b>SE 93</b> Blockprofil komplett, PU	439,00
<b>SE 94</b> Lenkräder Blockprofil, PU	213,00
<b>SE 95</b> Antriebsräder Blockprofil, PU	225,00

KD-Nr:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

### Serienausstattung

<input checked="" type="checkbox"/>	programmierbare Steuerung LiNX	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Batterien 2 x 12V / 75 Ah	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Ladegerät 8 Amp	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Antriebsmotoren 2 x 220 Watt, 6 km/h	●
<input checked="" type="checkbox"/>	höhenverstellbare Armlehnen	●
<input checked="" type="checkbox"/>	sitzbreitenverstellbare Armlehnen	●
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>SE 19</b> Beleuchtungsanlage	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Rückenverstellung bis 30° manuell	●
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>B58</b> Sicherheitsgurt	●
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>B78</b> Kippschutz	●
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>SE 53</b> seitlich abschenkbare Steuerung	●

### Optionen

<b>SE 08</b> Umbau Steuerung Rückenrohr	174,00
<b>SE 09</b> Steuerung Begleitperson	585,00
<b>SE 40</b> Sitz elektrisch verstellbar	898,00
<b>SE 41</b> Rücken elektrisch verstellbar	1122,00
<b>SE 02</b> Tischsteuerung	964,00
<b>SE 04</b> Kinnsteuerung	2035,00
<b>SE 13</b> iPortal, Joystickfunk. (nur DX2-LCD)	1743,00
<b>SE 55</b> verstärkter Joystick	662,00
<b>SE 82</b> Druckknopfsteuerung (Octopus 2)	2192,00
<b>SE 83</b> Mini-Joystick	2192,00

### Zubehör

<b>L58</b> Individuelle Kopfstütze	425,00
<b>B31</b> Gehstützenhalter	84,50
<b>L04-L</b> Seitenpelotte links	107,00
<b>L04-R</b> Seitenpelotte rechts	107,00
<b>B42</b> Einkaufsnetz	13,40
<b>B15</b> Therapieplatte Plexi abklappbar	270,00
<b>B22</b> Spreizkeil	129,00
<b>B66v-L</b> Armschale verstellbar links	202,00
<b>B66v-R</b> Armschale verstellbar rechts	202,00
<b>SE 01</b> Spritzschutz Antriebsräder (Paar)	107,00
<b>SE 63</b> Softball für Joystick	60,00
<b>SE 74</b> Rückspiegel (Stück)	31,50