



Kostenvoranschlag

Bestellung

Elektrorollstuhl Innen- / Außenbereich für Kinder

# Forest Kids

Belastbarkeit 50 kg



empf. Verkaufspreis:

**€ 6.290,00**

Kunde:

Kommission:

Datum:

### Farben (Rahmen)

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> <b>C53</b> orange    | <input type="checkbox"/> <b>C57</b> metallicrot  |
| <input type="checkbox"/> <b>C55</b> inox-Grau | <input type="checkbox"/> <b>C71</b> metallicblau |

### Farben (Bezug)

- |  |        |
|--|--------|
| <input type="checkbox"/> <b>NYL</b> Nylon schwarz    | ●      |
| <input type="checkbox"/> <b>COR</b> Cordura® schwarz | 867,00 |

### Sitzbreiten

- |   |
|---|
| <input type="checkbox"/> <b>32 cm</b> (bis 37 cm) |
| <input type="checkbox"/> <b>35 cm</b> (bis 40 cm) |
| <input type="checkbox"/> <b>37 cm</b> (bis 42 cm) |

### Sitztiefen

- |                                       |
|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>33 cm</b> |
| <input type="checkbox"/> <b>35 cm</b> |
| <input type="checkbox"/> <b>37 cm</b> |
| <input type="checkbox"/> <b>39 cm</b> |

### Steuerung

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> links                                  | <input type="checkbox"/> rechts |
| <input type="checkbox"/> <b>SHARK 2</b> (bis max. 2 Aktuatoren) | ●                               |
| <input type="checkbox"/> <b>DX2-B</b> (bis max. 4 Aktuatoren)   | 815,00                          |
| <input type="checkbox"/> <b>DX2-LCD</b> LCD-Display             | 815,00                          |

### Beinstützen

- |   |        |
|---|--------|
| <input type="checkbox"/> <b>BA6-L</b> Standard links verkürzt   | ●      |
| <input type="checkbox"/> <b>BA6-R</b> Standard rechts verkürzt  | ●      |
| <input type="checkbox"/> <b>BZ8-L</b> winkel + Längenausgleich link                                   | 93,30  |
| <input type="checkbox"/> <b>BZ8-R</b> winkel + Längenausgleich rec                                    | 93,30  |
| <input type="checkbox"/> <b>BZ8 E-L</b> BZ8 elektrisch verstellbar link                               | 814,00 |
| <input type="checkbox"/> <b>BZ8 E-R</b> BZ8 elektrisch verstellbar rect                               | 814,00 |
| <input type="checkbox"/> <b>BK7-L</b> Stumpfaufgabe links   | 77,00  |
| <input type="checkbox"/> <b>BK7-R</b> Stumpfaufgabe rechts  | 77,00  |
| <input type="checkbox"/> <b>BK6</b> Fußbrett (nicht möglich bei elektrisch verstellbaren Beinstützen) | 120,40 |

### Bereifung

- |   |        |
|---|--------|
| <input type="checkbox"/> Antriebsräder Blockprofil, Lenkräder Highway, Luft | ●      |
| <input type="checkbox"/> <b>SE 87</b> Highway-Profil komplett, PU           | 397,80 |
| <input type="checkbox"/> <b>SE 88</b> Blockprofil komplett, Luft            | ●      |
| <input type="checkbox"/> <b>SE 90</b> Lenkräder Highway, PU                 | 193,80 |
| <input type="checkbox"/> <b>SE 93</b> Blockprofil komplett, PU              | 397,80 |
| <input type="checkbox"/> <b>SE 94</b> Lenkräder Blockprofil, PU             | 193,80 |
| <input type="checkbox"/> <b>SE 95</b> Antriebsräder Blockprofil, PU         | 204,00 |

### Serienausstattung

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> programmierbare Steuerung SHARK 2            | ● |
| <input checked="" type="checkbox"/> Batterien 2 x 12V / 75 Ah                    | ● |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ladegerät 8 Amp                              | ● |
| <input checked="" type="checkbox"/> Antriebsmotoren 2 x 220 Watt, 6 km/h         | ● |
| <input checked="" type="checkbox"/> höhenverstellbare Armlehnen                  | ● |
| <input checked="" type="checkbox"/> sitzbreitenverstellbare Armlehnen            | ● |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>SE 19</b> Beleuchtungsanlage              | ● |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rückenverstellung bis 30° manuell            | ● |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>B58</b> Sicherheitsgurt                   | ● |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>B78</b> Kippschutz                        | ● |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>SE 53</b> seitlich abschenkbare Steuerung | ● |

### Optionen

- |  |         |
|--|---------|
| <input type="checkbox"/> <b>SE 08</b> Umbau Steuerung Rückenrohr           | 158,10  |
| <input type="checkbox"/> <b>SE 09</b> Steuerung Begleitperson              | 530,40  |
| <input type="checkbox"/> <b>SE 40</b> Sitz elektrisch verstellbar          | 814,00  |
| <input type="checkbox"/> <b>SE 41</b> Rücken elektrisch verstellbar        | 1018,00 |
| <input type="checkbox"/> <b>SE 02</b> Tischsteuerung                       | 874,10  |
| <input type="checkbox"/> <b>SE 04</b> Kinnsteuerung                        | 1836,00 |
| <input type="checkbox"/> <b>SE 13</b> iPortal, Joystickfunk. (nur DX2-LCD) | 1581,00 |
| <input type="checkbox"/> <b>SE 55</b> verstärkter Joystick                 | 599,80  |
| <input type="checkbox"/> <b>SE 82</b> Druckknopfsteuerung (Octopus 2)      | 1989,00 |
| <input type="checkbox"/> <b>SE 83</b> Mini-Joystick                        | 1912,50 |

### Zubehör

- |   |        |
|---|--------|
| <input type="checkbox"/> <b>L58</b> Individuelle Kopfstütze             | 385,60 |
| <input type="checkbox"/> <b>B31</b> Gehstützenhalter                    | 76,50  |
| <input type="checkbox"/> <b>L04-L</b> Seitenpelotte links               | 96,90  |
| <input type="checkbox"/> <b>L04-R</b> Seitenpelotte rechts              | 96,90  |
| <input type="checkbox"/> <b>B42</b> Einkaufsnetz                        | 12,20  |
| <input type="checkbox"/> <b>B15</b> Therapieplatte Plexi abklappbar     | 244,80 |
| <input type="checkbox"/> <b>B22</b> Spreizkeil                          | 117,30 |
| <input type="checkbox"/> <b>B66v-L</b> Armschale verstellbar links      | 182,60 |
| <input type="checkbox"/> <b>B66v-R</b> Armschale verstellbar rechts     | 182,60 |
| <input type="checkbox"/> <b>SE 01</b> Spritzschutz Antriebsräder (Paar) | 96,90  |
| <input type="checkbox"/> <b>SE 63</b> Softball für Joystick             | 54,60  |
| <input type="checkbox"/> <b>SE 74</b> Rückspiegel (Stück)               | 28,60  |

Stand: Februar 2021

● = im Lieferumfang/Grundpreis enthalten

Alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise in Euro und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Preise können abweichen bei Bestellungen als Ersatzteil (siehe aktuelle Preisliste). Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Vermeiren Deutschland GmbH • Wählerstr. 12a • 40472 Düsseldorf • Tel.: 0211/942790 • Fax: 0211/653600

[www.vermeiren.de](http://www.vermeiren.de) • [info@vermeiren.de](mailto:info@vermeiren.de)