

Kostenvoranschlag

Bestellung

KD-Nr.:
Name:
Strasse:
PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

SIGMA	
<p>Elektrischer Rollstuhl mit Mitterradantrieb mit ausgezeichneten Outdoor-Eigenschaften und optimalen Indoor-Möglichkeiten. HMV-Nr.: 18.50.04.0213 Belastbarkeit 140 kg</p>	

	Preis	
Standard Konfiguration	€	7.188,00

S = Standard | □ = mit Aufpreis | - = nicht möglich

STANDARD

Batterien	2 x 12 V / 80 Ah	S
Motoren	2 x 220 Watt Motoren	S
Armpolster	PU	S
Steuerung	LiNX Steuerung	S
SE53	Befestigung zum Abschwenken der Steuerung	S
Beinstützen	B06 Standard	S
B58	Sicherheitsgurt mit Schnellverschluß	S
SE19	LED-Beleuchtungslange	S
SE58	Transporthaken	S
SE01	Spritzschutz	S
	Wegfahrsperr	S
	Batterieanzeige	S
	6 km/h (stufenlos bis 6 km/h einstellbar)	S

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag

SIGMA

Bestellung

KD-Nr.:
Name:
Strasse:
PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

S = Standard | = mit Aufpreis | - = nicht möglich

SITZBREITEN

40 cm	
45 cm	
50 cm	

SITZTIEFEN

42 cm	
44 cm	
46 cm	
48 cm	
50 cm	
52 cm	

SITZHÖHEN (gemessen vom Sitzrahmen ohne Polster)

43,5 cm	
45 cm	
46,5 cm	
48 cm	
49,5 cm	

SITZHÖHEN bei Auswahl von SE42 (gemessen vom Sitzrahmen ohne Polster)

47,8 cm	S
---------	----------

SITZHÖHEN bei Auswahl von SE43 (gemessen vom Sitzrahmen ohne Polster)

43,5 cm	
46,8 cm	
48,3 cm	
49,8 cm	
51,3 cm	

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag

SIGMA

Bestellung

KD-Nr.:
Name:
Strasse:
PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

S = Standard | = mit Aufpreis | - = nicht möglich

STEUERUNG

	Standard	Links Rechts	S
SE53	Befestigung zum Abschwenken der Steuerung		S
SE53Z	zum Abschwenken und Abklappen der Steuerung		€ 203,00
SE53A	zum Abschwenken mit 3 Sperrpositionen		€ 141,00

STEUERUNG OPTIONEN

	Linx Steuerung	S
LCD	Controller mit LCD-Touchscreen	€ 899,00
XD	Power Module 120 Amp	€ 899,00
SE04	Kinnsteuerung	€ 2.024,00
SE08	Umbau Steuerung am Rückenrahmen	€ 174,00
SE09	Steuerung durch Begleitperson	€ 585,00
SE55	Verstärkter Joystick	€ 2520,00
SE82	Tastensteuerung (Okotpus 2)	€ 1200,00
SE83	Mini Joystick	€ 2800,00
SE63	Joystick weiche Kugel	€ 60,00
SE64-f	Steuerung fest mit den Armlehnen verbunden*	€ 315,00
SE64-s	Steuerung am Schwenkhebel des Joysticks*	€ 349,00

*nicht möglich in Kombination mit SE53Z & SE53A

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag

SIGMA

Bestellung

KD-Nr.:
Name:
Strasse:
PLZ/Ort:


Kommission:

Datum:

S = Standard | = mit Aufpreis | - = nicht möglich

ARMPOLSTER

PU-Armpolster	S		
Soft-Armpolster		€	101,00
Kunstleder-Armpolster		€	101,00



ARMPOLSTER

nicht möglich in Kombination mit B15 Tisch, SE74A Spiegel oder SE16 Seitenplatten

B66O	PU-Armschale	Links Rechts	€	202,00	
B66M	Hemiplegie-Armlehne mit Handballenauflage	Links Rechts	€	220,00	
B66ML	Hemiplegie-Armlehne lang mit Handballenauflage	Links Rechts	€	225,00	
B66MA	Hemiplegie-Armlehne mit anatomischer Handballenauflage	Links Rechts	€	230,00	
B66MAL	Hemiplegie-Armlehne lang mit anatomischer Handballenauflage	Links Rechts	€	235,00	
B66OM	Hemiplegie-Armlehne mit ausrichtbarer Handballenauflage	Links Rechts	€	260,00	
B66OML	Hemiplegie-Armlehne lang mit ausrichtbarer Handballenauflage	Links Rechts	€	270,00	
B66OMA	Hemiplegie-Armlehne anatomischer, ausrichtbarer Handballenauflage	Links Rechts	€	285,00	
B66OMAL	Hemiplegie-Armlehne anatomischer, ausrichtbarer Handballenauflage lang	Links Rechts	€	295,00	

BEINSTÜTZEN

B06	abnehmbare Fußstützen	Links Rechts	S	
BA6	abnehmbare Fußstützen (7cm kürzer)	Links Rechts		
BZ7	höhen- u. winkelverstellbare Beinstützen (7cm länger)	Links Rechts	€	103,00
BZ8	höhen- u. winkelverstellbare Beinstützen	Links Rechts	€	103,00
BZE	elektrisch verstellbare Beinstützen	Links Rechts	€	898,00
B10	Monobloc-Fußstütze mit Seitenführung		€	310,00
B10M	Monobloc-Fußstütze verstellbar d. Gasdruckfeder ohne Seitenführung		€	375,00
BK7	Stumpfauflage	Links	€	103,00
BL7	Stumpfauflage	Rechts	€	103,00

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag

SIGMA

Bestellung

KD-Nr.:
Name:
Strasse:
PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

S = Standard | **□** = mit Aufpreis | **-** = nicht möglich


RAHMENFARBE

		matt	glänzend
C4	rot		
C5	schwarz		
C8	gelb		
C29	silber		
C53	orange		
C55	inox		
C56	graublau		
C59	champagner		
C71	dunkelblau glänzend		
C72	weinrot-glänzend		
C73	lindgrün-glänzend		
C76	weiss		
C78	hellblau-glänzend		
C79	softblau		
C85	grasgrün		
C87	melonenorange		
C88	gold		
C89	kupfer		


RÜCKENOPTIONEN

L34	vorgeformtes Rückenkissen		
	Soft-Rückenkissen (schwarz)		
	Mesh-Rückenkissen (schwarz)	€	540,00
	Kunstleder-Rückenkissen (schwarz)	€	781,00

L34 TUB	Rohrrückenlehne, vorgeformtes Kissen, verstellbar durch Alu-Klemmen		
	Soft-Rückenkissen (schwarz)		
	Mesh-Rückenkissen (schwarz)	€	540,00
	Kunstleder-Rückenkissen (schwarz)	€	781,00



L44	Rohrrückenlehne mit anpassbarem Kletterücken und Nylonüberwurf		
-----	--	--	--



Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag

SIGMA

Bestellung

KD-Nr.:
Name:
Strasse:
PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

S = Standard | = mit Aufpreis | - = nicht möglich

SITZOPTIONEN

L35	vorgeformtes Sitzkissen (am Rahmen befestigt)		
	Soft-Sitzkissen (schwarz)		
	Mesh-Sitzkissen (schwarz)	€	540,00
	Kunstleder-Sitzkissen (schwarz)	€	781,00

L35+L16F	vorgeformtes Sitzkissen (Holzplatte mit Klett)		
	Soft-Sitzkissen (schwarz)		
	Mesh-Sitzkissen (schwarz)	€	540,00
	Kunstleder-Sitzkissen (schwarz)	€	781,00

SITZ & RÜCKENVERSTELLUNG

SE30	manuelle Sitzverstellung		
SE34	manuelle Rückenverstellung		
SE36	manuelle Rückenverstellung m. Gasdruckfeder Neigung bis 30°	€	107,00
SE39	Elektr. Sitzverstellung (20°) und elektr. Rückenverstellung (30°) (Sitzhöhe o. Kissen: einstellbar von 435 bis 495 mm) (2 Aktuatoren)	€	2.019,00
SE40	Elektr. Sitzverstellung (20°) (Sitzhöhe o. Kissen: einstellbar von 435 bis 495 mm) (1 Aktuator)	€	898,00
SE41	Elektr. Rückenverstellung (30°) (Sitzhöhe o. Kissen: einstellbar von 435 bis 495 mm) (1 Aktuator)	€	1.122,00
SE42+ SE40	Hub 30 mm m. elektr. Sitzverstellung (45°) (Sitzhöhe o. Kissen: 478 angehoben bis 778 mm) (2 Aktuatoren)	€	2.448,00
SE42+ SE39	Hub 30 mm m. elektr. Sitzverstellung (50°), elektr. Rückenverstellung (30°) (Sitzhöhe o. Kissen: einstellb. von 478 bis 538 mm) (3 Aktuatoren)*	€	2.958,00
SE43	Elektr. Sitzverstellung (50°) (Sitzhöhe o. Kissen: einstellbar von 453 bis 513 mm) (1 Aktuator)	€	1.294,00
SE43+ SE41	Elektr. Sitzverstellung (50°) und elektr. Rückenverstellung (30°) (Sitzhöhe o. Kissen: einstellbar von 453 bis 513 mm) (2 Aktuatoren)	€	2.137,00

**nicht möglich in Kombination mit L44 Rohrrückenlehne*

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag

SIGMA

Bestellung

KD-Nr.:
Name:
Strasse:
PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

S = Standard | = mit Aufpreis | - = nicht möglich

VORDERRÄDER

200 x 50 PU: Decke schwarz, Felge schwarz, Glattprofil

MITTELRÄDER

3.00 x 8	PU: Decke schwarz, Felge schwarz, Blockprofil		
3.00 x 8	PU: Decke schwarz, Felge schwarz, Glattprofil		
3.00 x 8	PU: Decke grau, Felge schwarz, Blockprofil	€	382,00
3.00 x 8	Luft: Decke schwarz, Felge schwarz, Blockprofil	€	382,00

ZUBEHÖR/OPTIONEN

B22	Spreizkeil		€	132,00
L04	Seitenpelotte	Links Rechts	€	107,00
L04S	Seitenpelotte schmal	Links Rechts	€	107,00
L55	Kopfstütze höhenverstellbar		€	344,00
L58	Kopfstütze einstellbar in Höhe, Tiefe, Breite und Drehung		€	425,00
B15	Therapietisch (Plexi)		€	270,00
B31	Gehstützenhalter (nicht in Kombination mit SE42 & SE43)		€	84,50
B52	Infusionshalter		€	169,00
B58	Sicherheitsgurt		S	
SE01	Spritzschutz		S	
SE06	USB Ladeanschluss (nicht in Kombination mit Standard-Controller)		€	250,00
SE19	LED-Beleuchtung		S	
SE58	Transporthaken		S	
SE24	Getränkehalter		€	101,00
SE26	Schiebestange		€	89,00
SE27	Transportkoffer (nicht in Kombination mit SE42 & SE43)		€	225,00
SE37	Seitenstütze für Oberschenkel		€	105,00
SE74	Spiegel (1 Stück) (nicht in Kombination mit B660 & B15)		€	31,50
SE74A	Spiegel abschwenkbar (1 Stück) (nicht in Kombination mit B660 & B15)		€	101,00

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.