

Kostenvoranschlag

Bestellung



Indoorscooter

VENUS 4 Sport

6 km/h / Luftbereift
Belastbarkeit 115 kg



empf. Verkaufspreis:

€ 2.157,00

KD-Nr:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

Farben

silber/rot Artikel-Nr.: 5142771

Technische Daten

Länge	1060 mm
Breite	550 mm
Höhe	900 mm
Sitztiefe	340 mm
Sitzbreite	420 mm
Sitzhöhe	520-570 mm
Bodenfreiheit	50 mm
Gewicht	56,3 kg
Belastbarkeit	115 kg
Geschwindigkeit	6 km/h
Reichweite	ca. 16 km
Motorleistung	270 Watt
Batterie	2x 12 V 20 Ah
Steigfähigkeit	10%
Wenderadius	2640 mm
Räder vorne/hinten	230 x 75

Serienausstattung

<input checked="" type="checkbox"/>	Luftbereifung	●
<input checked="" type="checkbox"/>	entnehmbarer Batteriekasten	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Armlehnen breitenverstellbar	●
<input checked="" type="checkbox"/>	T-Lenker mit rutschfesten Griffen	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Einkaufskorb	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Beleuchtung	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Batterien 2 x 12 V 20 Ah	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Akku-Ladegerät	●

Zubehör*

SW06 Rollatorhalter (Standardrollator)
Artikel-Nr.: 1904796



144,00

SW31 Gehstützenhalter
Artikel-Nr.: 1906386



84,50

SH08 Abdeckhaube
Artikel-Nr.: 1997571



96,00