

Kostenvoranschlag

Bestellung

KD-Nr.:
Name:
Strasse:
PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

 <ul style="list-style-type: none"> - Fördert die natürliche Körperausrichtung - Hoher Komfort für moderate Haltungsunterstützung - Verhindert Rutschen - Reduziert den Druck auf Risikozonen - Anatomische Form 	
Preis	
○ = ohne Aufpreis □ = mit Aufpreis	

Spezifikationen

Bezug enthalten	Elastische Außen- und Innenhülle mit Reißverschluss	S		-
Stärke	2½" - 6,4 cm	S		-
Zusammensetzung	Urethane foam base	S		-
Dichte	60 für 18"/45,5cm und weniger 75 für größere Größen	S		-
Installation	 Hard Seat (Flat Cut)	S		-

Größen

Standard	35,5 x 35,5 cm □ 40,5 x 40,5 cm □ 40,5 x 45,5 cm □ 45,5 x 40,5 cm □ 45,5 x 45,5 cm □ 51,0 x 51,0 cm □	347,00 €
Nicht Standard 21"/53 cm und weniger	□.....Breite □.....Tiefe (Lieferzeit auf Anfrage)	440,00 €

Bezug

	Außen	Stretch		165,00 €
		Inkontinenz		210,00 €
	Innen	Innenhülle mit Reißverschluss		100,00 €

 Lagervariante

 mit Lieferzeit

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.