



Kostenvoranschlag

Bestellung

Outdoorscooter

CARPO 4 D

15 km/h

Belastbarkeit 150 kg



Kunde:

Kommission:

Datum:

empf. Verkaufspreis: **€ 4.860,00**

Farben

grau Artikel-Nr.: 5145325






Serienausstattung

- drehbarer, höheneinstellbarer Sitz ●
- höhenverstellbare Kopfstütze ●
- Rückenneigungsverstellung ●
- Sitztiefenverstellung ●
- höhen-, und breitenverstellbare sowie abklappbare Armlehnen ●
- stufenlos winkelverstellbare Lenksäule ●
- LCD-Display mit Tachometer ●
- Delta-Lenker ●
- zwei Rückspiegel ●
- Einkaufskorb ●
- Beleuchtung ●
- Blinker ●
- Akku-Ladegerät ●
- Batterien 2 x 12 V 75 ●

Technische Daten

Länge	1450 mm
Breite	660 mm
Höhe	1350 mm
Sitztiefe	480 mm
Sitzbreite	480 mm
Sitzhöhe	530 mm
Bodenfreiheit	100 mm (ohne Kippschutz)
Gewicht	131 kg
Belastbarkeit	150 kg
Geschwindigkeit	15 km/h
Reichweite	ca. 45 km
Motorleistung	750 Watt
Batterie	2 x 12 V 75 Ah
Steigfähigkeit	15%
Wenderadius	2960 mm
Räder vorne/hinten	3.00-8

Zubehör*

- | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> SW03 Heckbox verschließbar
Artikel-Nr.: 1908152 |  | 154,00 | <input type="checkbox"/> SW31 Gehstützenhalter
Artikel-Nr.: 1906227 |  | 80,50 |
| <input type="checkbox"/> SW06 Rollatorhalter (Standardrollator)
Artikel-Nr.: 1904796 |  | 137,00 | <input type="checkbox"/> SH08 Abdeckhaube
Artikel-Nr.: 1997571 |  | 91,00 |
| <input type="checkbox"/> Heckwarntafel
Artikel-Nr.: 1913263 |  | 84,50 | <input type="checkbox"/> Kombination Heckwarntafel + Stockhalter
Artikel-Nr.: 1906296 | | 123,00 |

Stand: Juli 2021

● = im Lieferumfang/Grundpreis enthalten
 *Nicht jedes Zubehör lässt sich untereinander kombinieren.
 Alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise in Euro und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Preise können abweichen bei Bestellungen als Ersatzteil (siehe aktuelle Preisliste). Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.