



Kostenvoranschlag

Bestellung

Outdoorscooter  
**CARPO 4**  
15 km/h  
Belastbarkeit 150 kg



Kunde:

Kommission:

Datum:

empf. Verkaufspreis: **€ 4.486,00**

**Farben**

champagner Artikel-Nr.: 5106238

**Serienausstattung**

- drehbarer, höheneinstellbarer Sitz ●
- höhenverstellbare Kopfstütze ●
- Rückenneigungsverstellung ●
- Sitztiefenverstellung ●
- höhen-, und breitenverstellbare sowie abklappbare Armlehnen ●
- stufenlos winkelverstellbare Lenksäule ●
- Delta-Lenker ●
- zwei Rückspiegel ●
- Einkaufskorb ●
- Beleuchtung ●
- Blinker ●
- Akku-Ladegerät ●
- Batterien 2 x 12 V 75 Ah ●

**Technische Daten**

Länge	1450 mm
Breite	660 mm
Höhe	1350 mm
Sitztiefe	480 mm
Sitzbreite	480 mm
Sitzhöhe	530 mm
Bodenfreiheit	100 mm (ohne Kippschutz)
Gewicht	131 kg
Belastbarkeit	150 kg
Geschwindigkeit	15 km/h
Reichweite	ca. 45 km
Motorleistung	750 Watt
Batterie	2 x 12 V 75 Ah
Steigfähigkeit	15%
Wenderadius	2960 mm
Räder vorne/hinten	3.00-8

**Zubehör\***

**SW03** Heckbox verschließbar 154,00  
Artikel-Nr.: 1908152



**SW31** Gehstützenhalter 80,50  
Artikel-Nr.: 1906227



**SW06** Rollatorhalter (Standardrollator) 137,00  
Artikel-Nr.: 1904796



**SH08** Abdeckhaube 91,00  
Artikel-Nr.: 1997571



Heckwarntafel 84,50  
Artikel-Nr.: 1913263



Kombination Heckwarntafel + Stockhalter 123,00  
Artikel-Nr.: 1906296

Stand: Juli 2021

● = im Lieferumfang/Grundpreis enthalten  
\*Nicht jedes Zubehör lässt sich untereinander kombinieren.  
Alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise in Euro und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Preise können abweichen bei Bestellungen als Ersatzteil