



Kostenvoranschlag

Bestellung

Transportscooter

ALYA

6 km/h
Belastbarkeit **115 kg**



Kunde:

Kommission:

Datum:

Farben



- rot 2496,00
- silber (stärkerer Akku) 2608,00

Technische Daten



Länge	905 mm
Breite	420 mm
Höhe	710-910 mm
Sitztiefe	230 mm
Sitzbreite	330 mm
Sitzhöhe	370 mm
Bodenfreiheit	40 mm
Gewicht	19,6 kg (rot) 20,1 kg (silber)
Belastbarkeit	115 kg
Geschwindigkeit	6 km/h
Reichweite	ca. 12,8 km (rot) ca. 18,6 km (silber)
Motorleistung	180 Watt
Batterie	Lithium Ionen Akku 11,6 AH (rot) 17,4 Ah (silber)
Steigfähigkeit	10%
Wenderadius	1420 mm
Räder vorne/hinten	165 x 50

Serienausstattung

- klappbarer Sitz ●
- Lithium Ionen-Akku 11,6 Ah / 17,4 Ah ●
- teleskopierbare Lenksäule ●
- abnehmbarer Schlüssel ●



Zubehör*

- Hand/Transportgriff 89,00
Artikel-Nr.: 1916906



- Rückenlehne 96,00
Artikel-Nr.: 1916907



Stand: 2022-02

● = im Lieferumfang/Grundpreis enthalten

Alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise in Euro und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Preise können abweichen bei Bestellungen als Ersatzteil (siehe aktuelle Preisliste). Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.