

Kostenvoranschlag

Bestellung



Outdoorscooter

CARPO 4 D

15 km/h

Belastbarkeit 150 kg



empf. Verkaufspreis:

€ 5.030,00

KD-Nr:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

Farben

grau Artikel-Nr.: 5145325

Technische Daten

Länge	1450 mm
Breite	660 mm
Höhe	1350 mm
Sitztiefe	480 mm
Sitzbreite	480 mm
Sitzhöhe	530 mm
Bodenfreiheit	100 mm (ohne Kippschutz)
Gewicht	131 kg
Belastbarkeit	150 kg
Geschwindigkeit	15 km/h
Reichweite	ca. 45 km
Motorleistung	750 Watt
Batterie	2 x 12 V 75 Ah
Steigfähigkeit	15%
Wenderadius	2960 mm
Räder vorne/hinten	3.00-8

Serienausstattung

<input checked="" type="checkbox"/>	drehbarer, höheneinstellbarer Sitz	●
<input checked="" type="checkbox"/>	höhenverstellbare Kopfstütze	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Rückenneigungsverstellung	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Sitztiefenverstellung	●
<input checked="" type="checkbox"/>	höhen-, und breitenverstellbare sowie abklappbare Armlehnen	●
<input checked="" type="checkbox"/>	stufenlos winkelverstellbare Lenksäule	●
<input checked="" type="checkbox"/>	LCD-Display mit Tachometer	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Delta-Lenker	●
<input checked="" type="checkbox"/>	zwei Rückspiegel	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Einkaufskorb	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Beleuchtung	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Blinker	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Akku-Ladegerät	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Batterien 2 x 12 V 75	●

Zubehör*

SW03 Heckbox verschließbar
Artikel-Nr.: 1908152



162,00

SW31 Gehstützenhalter
Artikel-Nr.: 1906227



84,50

SW06 Rollatorhalter (Standardrollator)
Artikel-Nr.: 1904796



144,00

SH08 Abdeckhaube
Artikel-Nr.: 1997571



95,50

Heckwarntafel
Artikel-Nr.: 1913263



89,00

Kombination Heckwarntafel + Stockhalter
Artikel-Nr.: 1906296

129,00

SW04 Movo Wetterdach
Artikel-Nr.: 1919008



1250,00