

Adaptivrollstuhl

# Sagitta

Belastbarkeit 100 kg  
Sitz/Rücken anpassbar  
aus Cordura®



empf. Verkaufspreis:

**€ 2.183,00**

KD-Nr:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

<b>Sitzbreiten (cm)</b>	<b>Radsturz</b>
<b>36 cm</b> Gesamtbreite 55 cm*	<b>0°</b>
<b>38 cm</b> Gesamtbreite 57 cm*	<b>2°</b>
<b>40 cm</b> Gesamtbreite 59 cm*	<b>4°</b>
<b>42 cm</b> Gesamtbreite 61 cm*	<b>6°</b>
<b>44 cm</b> Gesamtbreite 63 cm*	<b>8°</b>
<b>46 cm</b> Gesamtbreite 65 cm*	<b>10°</b>

\*gemessen bei Radsturz 0°

<b>Sitztiefen</b>		<b>Rahmen Standard</b>
<b>27,0 cm</b>	Rahmenlänge 50 cm	
<b>29,5 cm</b>	Rahmenlänge 55 cm	
<b>32,0 cm</b>	Rahmenlänge 55 cm	
<b>34,5 cm</b>	Rahmenlänge 60 cm	
<b>37,0 cm</b>	Rahmenlänge 60 cm	
<b>39,5 cm</b>	Rahmenlänge 65 cm	
<b>42,0 cm</b>	Rahmenlänge 65 cm	

<b>Sitztiefen</b>		
<b>Rahmen lang</b>		169,00
<b>Rahmen lang mit Sitzwinkel (SI)</b>		360,00
<b>35,0 cm</b>	Rahmenlänge 50 cm	
<b>37,5 cm</b>	Rahmenlänge 55 cm	
<b>40,0 cm</b>	Rahmenlänge 55 cm	
<b>42,5 cm</b>	Rahmenlänge 60 cm	
<b>45,0 cm</b>	Rahmenlänge 60 cm	
<b>47,5 cm</b>	Rahmenlänge 65 cm	

<b>Beinstützen</b>		
Fußbügel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Fußplatte aus Aluminium	<input type="checkbox"/>	62,00
Fußplatte aus Aluminium, verkürzt	<input type="checkbox"/>	108,00
geteilte Fußplatten, höhenverstellb.	<input type="checkbox"/>	138,00

<b>Armlehnen</b>		
<b>B82S</b> fester Kleiderschutz	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>B82</b> Kleiderschutz mit abnehmbarem Spritzschutz	<input type="checkbox"/>	72,00
<b>Bi5</b> höhenverstellbare Armlehnen	<input type="checkbox"/>	109,00
<b>TUBE</b> Armauflage in Rohrform	<input type="checkbox"/>	79,00
<b>TUBE + B82S</b>	<input type="checkbox"/>	108,00
<b>TUBE + B82</b>	<input type="checkbox"/>	131,00

<b>Sitzoptionen</b>		
<b>B23</b> Sitzkissen 5 cm (Cordura®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Stabilo</b> (anformbares Kissen)	<input type="checkbox"/>	449,00
<b>Kissen</b> , viscoelastisch	<input type="checkbox"/>	156,00

<b>Rückenoptionen</b>		
Rückenkissen (Cordura®)	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Stabilo</b> (anformbarer Rücken)	<input type="checkbox"/>	449,00

<b>Rahmenfarben</b>		
<b>C20</b> dunkelblau	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>C52</b> korngold	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>C53</b> mandarinorange	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>C54</b> hellgrün	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>C55</b> inox grau	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>C56</b> hellblau	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>C57</b> hellrot	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>C72</b> weinrot	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>C76</b> weiß glänzend	<input checked="" type="checkbox"/>	

<b>Rückenhöhen</b>		
<b>23 - 25,5 - 28 cm</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>28 - 30,5 - 33 cm</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>33 - 35,5 - 38 cm</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>38 - 40,5 - 43 cm</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	

<b>Schiebegriffe</b>		
ohne Schiebegriffe	<input checked="" type="checkbox"/>	
feste Schiebegriffe	<input type="checkbox"/>	72,00
höhenverstellbare Schiebegriffe	<input type="checkbox"/>	216,00

Adaptivrollstuhl

# Sagitta

Belastbarkeit 100 kg  
Sitz/Rücken anpassbar  
aus Cordura®



empf. Verkaufspreis: **€ 2.183,00**

KD-Nr:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

### Lenkräder

3" dunkel transparent	●
4" schwarz	●
4" transparent	●
4" transparent mit LED	68,00
5" schwarz	●
5" transparent	●
5" transparent mit LED	68,00

### Bremsen

Sportbremsen (Oberrahmen)	●
Sportbremsen (Unterrahmen)	●
nicht möglich bei Radsturz $\geq 2^\circ$	
Standardbremsen	●

### Zubehör

Knieschutz	●
Werkzeugset	36,00
<b>B19</b> Fußriemen (Paar)	35,00
<b>B20</b> Sicherheitsgurt	42,00
<b>B33</b> Greifreifen mit Gelbezug (Paar)	157,00
<b>B78</b> Kippschutz (Paar)	107,00
<b>B86</b> Reiserollen (Paar)	157,00







### Neo Flex

<b>U73</b> Weste mit Reißverschluss		223,00
<b>U74</b> Weste ohne Reißverschluss		199,00
<b>U75</b> 4-Punkt Hüftgurt		153,00
<b>U76</b> 2-Punkt Hüftgurt		166,00
<b>U77</b> Knöchelstabilisator		205,00
<b>U78</b> Schultergurt		162,00
<b>U79</b> Schultergurt H-Typ		158,00
<b>U80</b> Brustgürtel		156,00
<b>U01</b> Oberschenkelgurt		198,00

### Antriebsräder

<b>22" x 1 3/8</b> Schwalbe Right run	●
Spirit 24" Rad mit Alunabe, Radialspeichen, Bereifung: Schwalbe Right Run schwarz	702,00
Spirit 24" Rad mit Alunabe, Radialspeichen, Bereifung: Schwalbe Marathon Plus	759,00
<b>24" x 1 1/8</b> Schwalbe Right run	●
<b>24" x 1 1/8</b> Schwalbe Marathon Plus Evolution	131,00
<b>24" x 1</b> Spinergy Schwalbe Marathon Plus Evolution	1.316,00
<b>24" x 2 3/8</b> Off Road	228,00

### Speichenschutz (Paar)

<b>B85</b> transparent		180,00
<b>B85</b> Sagitta Logo		216,00
<b>B85</b> M1 Blumen 1		216,00
<b>B85</b> M2 Blumen 2		216,00
<b>B85</b> M3 Extrem		216,00
<b>B85</b> M4 Pirat		216,00

### Gel Kissen

<b>V10</b> Beinstützen Gelpolster (Paar) 60 x 240 mm		96,00
<b>V12</b> Gelpolster f. Rundrohr (Paar) 120 x 160 mm (6")		96,00
<b>V14</b> Gelpolster f. Rundrohr (Paar) 120 x 200 mm (8")		131,00
<b>V30</b> Ovales Gel-Klebepad (Paar) 80 x 100 mm		78,00
<b>V32</b> Ovales Gel-Klebepad (Paar) 100 x 200 mm		96,00
<b>V36</b> Ovales Gel-Klebepad (Stück) 120 x 70 mm		54,00