



Kostenvoranschlag

Bestellung

Datum:

Adaptivrollstuhl faltbar mit abnehmbaren Fußstützen



TRIGO T

Belastbarkeit **70-130 kg**

HMV-Nr.: 18.50.03.0260

empf. Verkaufspreis: **€ 2.425,00**

KD-Nr.:
 Name.:
 Straße.:
 PLZ/Ort.:

Kommission:

Seite: 1 von 13

S = Standard | = Auswahl mit Aufpreis | - = nicht möglich

1. Rahmentyp
 S Standardrahmen


2. Sitzabmessungen

2.A Sitzbreite und Sitztiefe

Sitztiefe	Sitzbreite cm										
	Einzelkreuz			1,5 Kreuz						Doppelkreuz	
	Belastbarkeit 70 kg			Belastbarkeit 130 kg							
	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
32				-	-	-	-	-	-	-	-
34				-	-	-	-	-	-	-	-
36											
38											
40											
42											
44											
46											
48											
50											

2.B Sitzhöhe vorne

Sitzhöhe vorne	Grösse der Vorderräder			
	3" Vorderrad	4" Vorderrad	5" Vorderrad	6" Vorderrad
39		-	-	-
40			-	-
41			-	-
42	-			-
43	-	-		-
44				-
45				-
46	-			
47	-	-		
48				
49				
50	-			
51	-	-		



Wir behalten uns eine Toleranz von +/- 10 mm vor



Kostenvoranschlag

Bestellung

Datum:

Adaptivrollstuhl faltbar
mit abnehmbaren Fußstützen



TRIGO T

Belastbarkeit **70-130 kg**
HMV-Nr.: 18.50.03.0260

empf. Verkaufspreis: **€ 2.425,00**

KD-Nr.:

Name.:

Straße.:

PLZ/Ort.:

Kommission:

Seite: 2 von 13

S = Standard | = Auswahl mit Aufpreis | - = nicht möglich

2.C Sitzhöhe hinten

Sitzhöhe hinten	Grösse der Hinterräder				
	18" Hinterrad	20" Hinterrad	22" Hinterrad	24" Hinterrad	26" Hinterrad
32,5			-	-	-
33,5			-	-	-
34,5			-	-	-
35,5				-	-
36,5				-	-
37,5				-	-
38,5					-
39,5					-
40,5					-
41,5					
42,5	-				
43,5	-				
44,5	-	-			
45,5	-	-			
46,5	-	-			
47,5	-	-	-		
48,5	-	-	-		
49,5	-	-	-		
50,5	-	-	-	-	
51,5	-	-	-	-	
52,5	-	-	-	-	

Bitte beachten Sie die folgenden empfohlenen maximalen Unterschiede zwischen der Sitzhöhe vorne und der Sitzhöhe hinten:

- Bei Sitztiefe 32 cm - 36 cm: maximale Differenz von 4 cm
- Bei Sitztiefe 36 cm - 44 cm: maximale Differenz von 7 cm
- Bei Sitztiefe 44 cm - 50 cm: maximale Differenz von 10 cm

2.D Tabelle Vorderrad-Hinterrad vs. Sitztiefe

Grösse Vorder- rad	Grösse Hinterrad				
	18"	20"	22"	24"	26"
3"	mögliche Sitztiefe 32-50	mögliche Sitztiefe 32-50	mögliche Sitztiefe 36-50	mögliche Sitztiefe 38-50	mögliche Sitztiefe 44-50
4"	mögliche Sitztiefe 32-50	mögliche Sitztiefe 32-50	mögliche Sitztiefe 36-50	mögliche Sitztiefe 38-50	mögliche Sitztiefe 44-50
5"	mögliche Sitztiefe 32-50	mögliche Sitztiefe 32-50	mögliche Sitztiefe 36-50	mögliche Sitztiefe 38-50	mögliche Sitztiefe 44-50
6"	mögliche Sitztiefe 38-50	mögliche Sitztiefe 38-50	mögliche Sitztiefe 40-50	mögliche Sitztiefe 40-50	mögliche Sitztiefe 44-50



Kostenvoranschlag

Bestellung

Datum:

Adaptivrollstuhl faltbar
mit abnehmbaren Fußstützen

TRIGO T

Belastbarkeit **70-130 kg**
HMV-Nr.: 18.50.03.0260

empf. Verkaufspreis: **€ 2.425,00**



KD-Nr.:

Name.:

Straße.:

PLZ/Ort.:

Kommission:


Seite: 3 von 13

S = Standard | = Auswahl mit Aufpreis | - = nicht möglich

3. Armlehnen Aufpreis Bild

B82S fest	Seitenschutz - aluminium		-	3.I
B82S-C fest	Seitenschutz - carbon		456,00 €	3.II
B82 fest	Spritzschutz - aluminium		61,00 €	3.III
Bi5	Armlehne in der Höhe verstellbar - lange Version (33 cm)		109,00 €	3.IV
Bi5S	Armlehne in der Höhe verstellbar - kurze Version (20 cm)		160,00 €	
Tube	Aluminium-Rohrarmlehne (zurückklappbar) 23 cm <i>nicht möglich in Kombination mit winkelverstellbarer oder klappbarer Rückenlehne</i>		101,00 €	3.V
Tube - lang	Stahlrohr-Armlehne (zurückklappbar) 28 cm <i>nicht möglich in Kombination mit winkelverstellbarer oder klappbarer Rückenlehne</i>		126,00 €	
B82SL-A	abnehmbarer Seitenschutz lang - Aluminium		118,00 €	3.VI
B82S-C	abnehmbarer Seitenschutz - carbon		405,00 €	3.VII
B82L-A	abnehmbarer Spritzschutz lang - Aluminium		152,00 €	3.VIII
B82-C	abnehmbarer Spritzschutz - carbon		456,00 €	3.IX
B66	Armschale fest	links <input type="checkbox"/>	rechts <input type="checkbox"/>	126,00 €
B66O	verstellbare Armschale	links <input type="checkbox"/>	rechts <input type="checkbox"/>	202,00 €
B66M	Hemiplegie-Armauflage mit Handballenauflage	links <input type="checkbox"/>	rechts <input type="checkbox"/>	261,00 €
B66ML	Hemiplegie-Armauflage mit Handballenauflage lange Version	links <input type="checkbox"/>	rechts <input type="checkbox"/>	282,00 €
B66MA	Hemiplegie-Armauflage mit Handballenauflage anatomische Ausführung	links <input type="checkbox"/>	rechts <input type="checkbox"/>	267,00 €
B66MAL	Hemiplegie-Armauflage mit Handballenauflage anatomische Ausführung lange Version	links <input type="checkbox"/>	rechts <input type="checkbox"/>	288,00 €

3. Armlehnen





Kostenvoranschlag

Bestellung

Datum:

Adaptivrollstuhl faltbar
mit abnehmbaren Fußstützen

TRIGO T

Belastbarkeit **70-130 kg**
HMV-Nr.: 18.50.03.0260

empf. Verkaufspreis: **€ 2.425,00**



KD-Nr.:

Name.:

Straße.:

PLZ/Ort.:

Kommission:

Seite: 4 von 13

S = Standard | = Auswahl mit Aufpreis | - = nicht möglich

4. Fußstützen/Unterschenkellängen

4.A Fußstützen


Aufpreis

Bild


B06 70°	abnehmbare und abschwenkbare Fußstütze, Spitzfußverstellung, 70°-Rahmen	-	4.I
B06 80°	abnehmbare und abschwenkbare Fußstütze, Spitzfußverstellung, 80°-Rahmen	-	4.II
B06 90°	abnehmbare und abschwenkbare Fußstütze, Spitzfußverstellung, 90°-Rahmen <i>nicht möglich in Kombination mit 6" Vorderrad</i>	-	4.III
BA06 70°	abnehmbare und wegschwenkbare Fußstütze, Spitzfußverstellung, 5 cm kürzer (30 bis 38 cm) 70°-Rahmen	-	4.IV
BA06 80°	abnehmbare und wegschwenkbare Fußstütze, Spitzfußverstellung, 5 cm kürzer (30 bis 38 cm) 80°-Rahmen	-	4.IV
BA06 90°	abnehmbare und wegschwenkbare Fußstütze, Spitzfußverstellung, 5 cm kürzer (30 bis 38 cm) 90°-Rahmen <i>nicht möglich in Kombination mit 6" Vorderrad</i>	-	4.IV
BK6 70°	abnehmbare Monoblok-Fußstütze mit Platte 70° Rahmen	104,00 €	
BK6 80°	abnehmbare Monoblok-Fußstütze mit Platte 80° Rahmen <i>nicht möglich in Kombination mit 6" Vorderrad</i> <i>nicht möglich in Kombination mit 5" Vorderrad, bei Sitztiefe ≤ 36 cm</i>	104,00 €	
BK6 90°	abnehmbare Monoblok-Fußstütze mit Platte 90° Rahmen <i>nicht möglich in Kombination mit 6" Vorderrad</i> <i>nicht möglich in Kombination mit 5" Vorderrad, wenn Sitztiefe ≤ 36 cm</i>	104,00 €	
BK7	Amputationsbeinstütze höhenverstellbar links	85,00 €	
BL7	Amputationsbeinstütze höhenverstellbar rechts <i>nicht möglich bei Sitztiefe ≤ 36 cm</i>	85,00 €	
BZ8L	höhen- und winkelverstellbare Beinstütze links	103,00 €	
BZ8R	höhen- und winkelverstellbare Beinstütze rechts	103,00 €	

4.A Fußstützen


4.I




4.II



4.III



4.IV





Kostenvoranschlag

Bestellung

Datum:

Adaptivrollstuhl faltbar
mit abnehmbaren Fußstützen



TRIGO T

Belastbarkeit **70-130 kg**
HMV-Nr.: 18.50.03.0260

empf. Verkaufspreis: **€ 2.425,00**

KD-Nr.:
 Name.:
 Straße.:
 PLZ/Ort.:

Kommission:

Seite: 5 von 13

S = Standard | = Auswahl mit Aufpreis | - = nicht möglich

4.B Unterschenkellängen

28 cm	<i>nur möglich bei Sitztiefen von 32-36 cm</i>							
29 cm	<i>nur möglich bei Sitztiefen von 32-36 cm</i>							
30 cm	<i>nur möglich bei Sitztiefen von 32-36 cm oder BA06</i>							
31 cm	<i>nur möglich bei Sitztiefen von 32-36 cm oder BA06</i>							
32 cm	<i>nur möglich bei Sitztiefen von 32-36 cm oder BA06</i>							
33 cm	<i>nur möglich bei Sitztiefen von 32-36 cm oder BA06</i>							
34 cm	<i>nur möglich bei Sitztiefen von 32-36 cm oder BA06</i>							
35 cm								
36 cm								
37 cm								
38 cm								
39 cm								
40 cm								
41 cm								
42 cm								
43 cm								
44 cm								
45 cm								
46 cm								

*Messen Sie die Länge der Fußstütze am Rollstuhl.
 Die Unterschenkellänge sollte mindestens 5 cm weniger betragen als die gewählte Sitzhöhe vorne*



Kostenvoranschlag

Bestellung

Datum:

Adaptivrollstuhl faltbar
mit abnehmbaren Fußstützen



TRIGO T

Belastbarkeit **70-130 kg**
HMV-Nr.: 18.50.03.0260

empf. Verkaufspreis: **€ 2.425,00**

KD-Nr.:

Name.:

Straße.:

PLZ/Ort.:

Kommission:

Seite: 6 von 13


S = Standard | = Auswahl mit Aufpreis | - = nicht möglich

5. Rahmenfarben

5.A	Vorderrahmen	Matt	Gloss	Aufpreis	Bild
C4	rot			-	5.I
C5	schwarz			-	5.II
C8	gelb			-	5.III
C29	silber			-	5.IV
C53	orange			-	5.V
C55	inox			-	5.VI
C56	blau metallic			-	5.VII
C59	champagner			-	5.VIII
C71	tiefblau metallic		-	-	5.IX
C72	kirschrot metallic		-	-	5.X
C73	hellgründ metallic		-	-	5.XI
C76	weiss			-	5.XII
C78	petrolblau metallic		-	-	5.XIII
C79	hellblau			-	5.XIV
C85	hellgründ metallic			-	5.XV
C87	melonenorange			-	5.XVI
C88	gold			-	5.XVII
C89	kuper			-	5.XVIII

5.B	Hinterrahmen	Aufpreis	Bild
C5M	mattschwarz	S	5.II
	benutzerdefinierte Konfiguration	210,00 €	

5. Rahmenfarben





Kostenvoranschlag

Bestellung

Datum:

Adaptivrollstuhl faltbar
mit abnehmbaren Fußstützen



TRIGO T

Belastbarkeit **70-130 kg**
HMV-Nr.: 18.50.03.0260

empf. Verkaufspreis: **€ 2.425,00**

KD-Nr.:
 Name.:
 Straße.:
 PLZ/Ort.:

Kommission:

Seite: 7 von 13

S = Standard | = Auswahl mit Aufpreis | - = nicht möglich

6. Rückenlehnen

6.A Rückenlehnenrahmen Aufpreis Bild


Feste Rückenlehne	-	6.A.I
winkelverstellbare Rückenlehne (82° - 102°) Winkelverstellung mit Schraube, Standardwinkel: 90°	253,00 €	6.A.II
umklappbare & winkelverstellbare Rückenlehne (82° - 102°) Winkelverstellung mit Schraube, Standardwinkel: 90°	303,00 €	6.A.III

6.B Rückenlehnenpolsterung Aufpreis Bild


Standardrückenlehne Nylon	-	6.B.I
anpassbarer Rücken		
Nylon	68,00 €	6.B.I
Mesh	68,00 €	6.B.II
Airflow	68,00 €	6.B.III
Rückentasche	34,00 €	

6.A Rückenlehnenrahmen


6.A.I
Fester Rücken



6.A.II
winkelverstellbarer Rücken




6.A.III
umklappbar + winkelverst. Rücken



6.B Rückenlehnenpolsterung


6.B.I
Nylon



6.B.II
Mesh



6.B.III
Airflow





Kostenvoranschlag

Bestellung

Datum:

Adaptivrollstuhl faltbar
mit abnehmbaren Fußstützen



TRIGO T

Belastbarkeit **70-130 kg**
HMV-Nr.: 18.50.03.0260

empf. Verkaufspreis: **€ 2.425,00**

KD-Nr.:
Name.:
Straße.:
PLZ/Ort.:

Kommission:

Seite: 8 von 13

S = Standard | = Auswahl mit Aufpreis | - = nicht möglich

7. Schiebegriffe und Rückenhöhen

7.A Rückenhöhe Aufpreis

	Art der Schiebegriffe	ohne SG	SG 01	SG 02	SG 03	SG 04	SG 05	SG 06	* nur in Verbindung mit fester Rückenlehne möglich
FESTE HÖHE	25 cm	*	*	*	*	-	*	*	-
	27 cm	*	*	*	*	-	*	*	-
	29 cm	*	*	*	*	-	*	*	-
	31 cm	*	*	*	*	-	*	*	-
	33 cm	*	*	*	*	-	*	*	-
	35 cm					-			-
	37 cm					-			-
	39 cm					*			-
	41 cm					*			-
	43 cm					*			-
	45 cm					*			-
	47 cm					*			-
49 cm					*			-	
51 cm					*			-	
EIN-STELL-BARE HÖHE	25-27,5-30 cm	*	*	*	-	-	-	-	34,00 €
	30-32,5-35 cm	*			*	-	-	-	34,00 €
	35-37,5-40 cm					-	-	-	34,00 €
	40-42,5-45 cm					-	-	-	34,00 €
	45-47,5-50 cm					-	-	-	34,00 €

7.B Schiebegriffe Aufpreis Bild

	ohne Schiebegriffe		-	
SG 01	Schiebegriffe fest (12 cm)		17,00 €	7.B.I
SG 02	Schiebegriffe fest-kurz (8 cm)		17,00 €	7.B.II
SG 03	abklappbare Schiebegriffe		169,00 €	7.B.III
SG 04	höhenverstellbare Schiebegriffe Verstellung in den Rückenlehnenrohren feste Griffe		169,00 €	7.B.IV
SG 05	höhenverstellbare Schiebegriffe mit Klemmen hinter der Rückenlehne - feste Griffe		169,00 €	7.B.V
SG 06	höhenverstellbare Schiebegriffe mit Klemmen hinter der Rückenlehne - klappbare Griffe		270,00 €	7.B.VI

7.B Schiebegriffe





Kostenvoranschlag

Bestellung

Datum:

Adaptivrollstuhl faltbar mit abnehmbaren Fußstützen

TRIGO T

Belastbarkeit **70-130 kg**
HMV-Nr.: 18.50.03.0260

empf. Verkaufspreis: **€ 2.425,00**



KD-Nr.:
Name.:
Straße.:
PLZ/Ort.:

Kommission:

Seite: 9 von 13

S = Standard | = Auswahl mit Aufpreis | - = nicht möglich

8. Sitztücher und Sitzkissen

8.A Sitztuch Aufpreis

festes Sitztuch <i>Kissen nicht enthalten</i>	S	-
--	---	---

anpassbares Sitztuch <i>Kissen nicht enthalten</i>		-
---	--	---

8.B Sitzkissen Aufpreis

	Kissen - 5 cm Schaumstoff	68,00 €
	Kissen - 5 cm mit Visko-Deckschicht	136,00 €
B24D	Kissen - 6 cm geteilt	84,50 €

9. Räder

9.A Vorderräder Aufpreis Bild

Art der Räder	Größe der Vorderräder				
	3" Vorderrad	4" Vorderrad	5" Vorderrad	6" Vorderrad	
Standard schwarz				-	9.A.I
transparent				-	9.A.II
alu-silber				68,00 €	9.A.III
alu-rot				68,00 €	
alu-blau				68,00 €	
carbon	-			118,00 €	9.A.IV
LED	-			68,00 €	9.A.V

9.A Vorderräder

9.A.I
Std.-schwarz



9.A.II
transparent



9.A.III
alu-silber



9.A.IV
carbon



9.A.V
LED





Kostenvoranschlag

Bestellung

Datum:

Adaptivrollstuhl faltbar
mit abnehmbaren Fußstützen

TRIGO T

Belastbarkeit **70-130 kg**
HMV-Nr.: 18.50.03.0260

empf. Verkaufspreis: **€ 2.425,00**



KD-Nr.:

Name.:

Straße.:

PLZ/Ort.:

Kommission:

Seite: 10 von 13

S = Standard | = Auswahl mit Aufpreis | - = nicht möglich

9. Räder

9.B	Hinterräder	Aufpreis	Bild
18"	Standard, 18"-Rad Reifen: Schwalbe Marathon Racer (Luftreifen)	236,00 €	9.B.I
20"	Design, leichtes 20"-LaufRad, Radialspeichen Reifen: Schwalbe Right Run schwarz (Luftbereifung)	-	9.B.II + 9.B.VI
22"	Design, leichtes 22"-LaufRad, Radialspeichen Reifen: Schwalbe Right Run schwarz (Luftbereifung)	-	9.B.II + 9.B.VI
24"	Rad 24" Voll-PU, Radialspeichen mit schwarzer Felge (PU)	-	9.B.II + 9.B.VI
	Design, leichtes 24"-LaufRad, Radialspeichen Reifen: Schwalbe Right Run schwarz (Luftbereifung)	S -	
	Design, leichtes 24"-LaufRad, Radialspeichen Reifen: Schwalbe Marathon Plus (Luftbereifung)	135,00 €	9.B.II + 9.B.VII
	Spirit 24"-LaufRad mit Alu-Nabe, Radialspeichen Reifen: Schwalbe Right Run schwarz (Luftbereifung)	702,00 €	9.B.IV + 9.B.VI
	Spirit 24"-LaufRad mit Alu-Nabe, Radialspeichen Reifen: Schwalbe Marathon Plus (Luftbereifung)	759,00 €	9.B.IV + 9.B.VII
	Spirit 24"-LaufRad mit roter Alu-Nabe, Radialspeichen Reifen: Schwalbe Right Run schwarz (Luftbereifung)	702,00 €	9.B.IV + 9.B.VI
	Spirit 24"-LaufRad mit roter Alu-Nabe, Radialspeichen Reifen: Schwalbe Marathon Plus (Luftbereifung)	759,00 €	9.B.IV + 9.B.VII
	Spirit 24"-LaufRad mit blauer Alu-Nabe, Radialspeichen Reifen: Schwalbe Right Run schwarz (Luftbereifung)	702,00 €	9.B.IV + 9.B.VI
	Spirit 24"-LaufRad mit blauer Alu-Nabe, Radialspeichen Reifen: Schwalbe Marathon Plus (Luftbereifung)	759,00 €	9.B.IV + 9.B.VII
	Spinergy 24"-LaufRad Reifen: Schwalbe Right Run schwarz (Luftbereifung)	1.890,00 €	9.B.V + 9.B.VI
	Spinergy 24"-Rad Reifen: Schwalbe Marathon Plus (Luftbereifung)	1.890,00 €	9.B.V + 9.B.VII
	26"	Design, leichtes 26"-LaufRad, Radialspeichen Reifen: Schwalbe Right Run schwarz (Luftbereifung)	84,50 €
Design, leichtes 26"-LaufRad, Radialspeichen Reifen: Schwalbe Marathon Plus (Luftbereifung)		203,00 €	9.B.II + 9.B.VII

9.B Hinterräder

9.B.I
Std. 18"



9.B.II
Design light



9.B.IV
Spirit



9.B.V
Spinergy



9.B.VI
Schwalbe RR black



9.B.VII
Schwalbe MP





Kostenvoranschlag

Bestellung

Datum:

Adaptivrollstuhl faltbar
mit abnehmbaren Fußstützen

TRIGO T

Belastbarkeit **70-130 kg**
HMV-Nr.: 18.50.03.0260

empf. Verkaufspreis: **€ 2.425,00**



KD-Nr.:

Name.:

Straße.:

PLZ/Ort.:

Kommission:

Seite: 11 von 13

S = Standard | = Auswahl mit Aufpreis | - = nicht möglich

9. Räder

9.C Spezielle Hinterräder Aufpreis Bild

HEM 2	Off road 24" Räder. (extra Satz Räder) <i>nicht kompatibel mit Bi5, B82SL-A, B82S-C, B82L-A, B82-C</i>	607,00 €	9.C.I
	Hemiplegisches Antriebssystem Reifen 24 x 1 3/8" PU (Sitztiefe ≥ 38 cm) <i>nur in Kombination mit 0° Radsturz möglich</i>	788,00 €	
	links rechts		
	<i>Einhandbremse nicht enthalten</i>		

9.D Radsturz Hinterräder Aufpreis

0°	-
2°	-
4°	-
6°	-

10. Bremsen Aufpreis Bild

	Ziehbremsten (zum Feststellen nach hinten ziehen)	-	
	Druckbremsen (zum Feststellen nach vorne drücken)	-	10.II
	Sportbremsen (Sitztiefe ≥ 42 cm)	84,50 €	10.III
B74 PU*	Trommelbremsen (nur bei Radsturz 0°)	342,00 €	10.IV
	Räder 24" x 1 3/8" schwarz PU		
B74 AIR*	Trommelbremsen (nur bei Radsturz 0°)	342,00 €	
	Räder 24" x 1 3/8" schwarz Luftreifen		
	<i>(* nicht möglich bei klappbaren Schiebegriffen/ohne Schiebegriffe)</i>		
	Einhandbremse (nicht möglich bei Sitztiefe ≤ 38 cm) <i>nur in Kombination mit 0° Radsturz möglich</i>	270,00 €	
	links rechts		


9.C Spezielle Hinterräder

9.C.I
Off road




10. Bremsen

10.II
Druckbremse



10.III
Sportbremse



10.IV
Trommelbremse





Kostenvoranschlag

Bestellung

Datum:

Adaptivrollstuhl faltbar
mit abnehmbaren Fußstützen



TRIGO T

Belastbarkeit **70-130 kg**
HMV-Nr.: 18.50.03.0260

empf. Verkaufspreis: **€ 2.425,00**

KD-Nr.:

Name.:

Straße.:

PLZ/Ort.:

Kommission:

Seite: 12 von 13

S = Standard | = Auswahl mit Aufpreis | - = nicht möglich

11. Zubehör

11.A allgemeines Zubehör Aufpreis Bild

B12	Holztisch <i>(nur in Kombination mit Bi5-Armlehne)</i>			228,00 €	
B20	Sicherheitsgurt			42,00 €	11.A.I
B31	Gehstützenhalter	links		rechts	34,00 € 11.A.II
B33	Gelüberzug für Greifreifen			79,00 €	11.A.III
B330	Greifreifen mit Softcover <i>nicht bei HEM2 verwendbar, nur möglich bei 24"</i>			116,00 €	11.A.IV
B330A	Greifreifen mit Softcover-Advanced Grip <i>nicht bei HEM2 verwendbar, nur möglich bei 24"</i>			131,00 €	11.A.V
B47	Höhenverstellbare Kopfstütze <i>nicht in Verbindung mit höhenverstellbaren Rückenlehnen</i>			425,00 €	
B78	Kippschutz	links		rechts	53,50 € 11.A.VI
	<i>Wenn Sitzbreite ≤ 36 cm nicht mehr klappbar Sitzhöhe hinten sollte mindestens 37,5 cm sein</i>				
B86	Reiserollen			135,00 €	11.A.VII
B90	Stabilisierungsstange <i>nicht in Kombination mit SG 04</i>			64,00 €	11.A.VII I
L04	Seitenpelotten	links		rechts	327,00 € 11.A.IX
	<i>nicht in Kombination mit höhenverstellbarer Rückenlehne und umklappbarer Rückenlehne verwendbar</i>				
L04S	Seitenpelotten schmal	links		rechts	258,00 € 11.A.X
	<i>nicht in Kombination mit höhenverstellbarer Rückenlehne und umklappbarer Rückenlehne verwendbar</i>				
B85	Speichenschutz transparent			180,00 €	11.A.XI
B85 M5	Speichenschutz "Welt"			216,00 €	11.A.XII
B85 M6	Speichenschutz "Jungle"			216,00 €	11.A.XIII
B85 M7	Speichenschutz "Trigo 1"			216,00 €	11.A.XIV
B85 M8	Speichenschutz "Trigo 2"			216,00 €	11.A.XV
B40	Bremshebelverlängerung			32,70 €	11.A.XVI
	Neoprenabdeckung Vorderrahmen			58,00 €	11.A.XVII
B58	Sicherheitsgurt mit Schnellverschluss			42,00 €	

11.B Neoflex-System Aufpreis Bild

U76 Neo	Neopren 2-Punkt-Gurt			166,00 €	11.B.I
U75 Neo	Neopren 4-Punkt-Gurt			153,00 €	11.B.II
U01 Neo	Neopren Beckengurt			198,00 €	11.B.III
U73 Neo	Neoprenweste mit Reißverschluß			223,00 €	11.B.IV
U74 Neo	Neoprenweste ohne Reißverschluß			199,00 €	11.B.V
U79 Neo	Neopren Brustgurt Typ "H"			158,00 €	11.B.VI
U80 Neo	Neopren Brustgurt breit			156,00 €	11.B.VII

Adaptivrollstuhl faltbar
mit abnehmbaren Fußstützen

TRIGO T

Belastbarkeit **70-130 kg**
HMV-Nr.: 18.50.03.0260

empf. Verkaufspreis: **€ 2.425,00**



KD-Nr.:
Name.:
Straße.:
PLZ/Ort.:

Kommission:


S = Standard | = Auswahl mit Aufpreis | - = nicht möglich

11.A allgemeines Zubehör

**11.A.I
B20**



**11.A.II
B31**



**11.A.III
B33**




**11.A.IV
B330**




**11.A.V
B330A**




**11.A.VI
B78**




**11.A.VII
B86**




**11.A.VIII
B90**




**11.A.IX
L04**



**11.A.X
L04S**



**11.A.XI
B85**



**11.A.XII
B85 M5**




**11.A.XIII
B85 M6**




**11.A.XIV
B85 M7**



**11.A.XV
B85 M8**



**11.A.XVI
B40**



**11.A.XVII
Neopren-Schutz**



11.B Neoflex-System

**11.BI
U76 NEO**



**11.BII
U75 NEO**



**11.BIII
U01 Neo**



**11.BIV
U73 NEO**



**11.BV
U74 NEO**



**11.BVI
U79 NEO**



**11.BVII
U80 NEO**

