

Kostenvoranschlag

Bestellung

KD-Nr.:
Name:
Strasse:
PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:



Verbessert Stabilität und Körperhaltung - reduziert das Gleiten - für einfache und komplexe Haltungsabweichungen - starre Schale aus Aluminium






		Preis
○ = ohne Aufpreis □ = mit Aufpreis		

Spezifikation

	Bausatz inklusive	Rückenlehenschale aus Aluminium	S	
		Zwei-Punkt-Verankerungssystem mit Schnellvers	S	
	inklusive Bezug	HP2-Bezug	S	
	Zusammensetzung des Kissens	Plastazote ¼", Sunmate soft ½", Viscose 1"	S	

Formen



ergonomische Form zur Förderung des Eigenantriebs ☐ profiliert € **905,00**

stärkere Unterstützung der Schulterblätter ☐ Kontur € **905,00**

Größen

Breite x Höhe		Zugehörige Stuhlbreite		
inches	cm			
12" x 12"	30,5 x 30,5	12" bis 13"		
12" x 14"	30,5 x 35,5	30,50 cm bis 33,00 cm		
14" x 14"	35,5 x 35,5	14" bis 15"		
14" x 16"	35,5 x 40,5	35,50 cm bis 38,00 cm		

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag

Bestellung

KD-Nr.:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Kommission:


Datum:

○ = ohne Aufpreis | □ = mit Aufpreis


Breite x Höhe		Zugehörige Stuhlbreite		
inches	cm			
16" x 16"	40,5 x 40,5	16" bis 17" 40,50 cm bis 43,00 cm		
16" x 18"	40,5 x 45,5			
16" x 20"	40,5 x 51,0			
18" x 16"	45,5 x 40,5	18" bis 19" 45,50 cm bis 48,00 cm		
18" x 18"	45,5 x 45,5			
18" x 20"	45,5 x 51,0			
20" x 16"	51,0 x 40,5	20" bis 21" 51,00 cm bis 53,00 cm		
20" x 18"	51,0 x 45,5			
20" x 20"	51,0 x 51,0			

Seitenkontrolle


Auswahl der PADS



☐ Gerade



☐ Profiliert



☐ verstellbar € 139,00

☐ abklappbar € 226,00

Grösse	H	D	Höhenverstellung	Links	Rechts
PEDIATRIC	102 mm	102 mm	-		
X-SMALL	152 mm	114 mm	1" / 25 mm		
SMALL	178 mm	114 mm	1" / 25 mm		
MEDIUM	200 mm	114 mm	2" / 51 mm		
	200 mm	140 mm	2" / 51 mm		
LARGE	255 mm	114 mm	3" / 76 mm		
X-LARGE	255 mm	140 mm	3" / 76 mm		

Tiefeneinstellung: Alle Seitenteile sind auch mit einer Tiefenverstellung von 1"/25 mm ausgestattet

Hinweis: Abmessungen umfassen die Abfederung

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

KD-Nr.:
Name:
Strasse:
PLZ/Ort:

Kommission:


Datum:

○ = ohne Aufpreis | □ = mit Aufpreis

BEZUG

HP2 Bezug	Standardmäßig mit Ausschnitt für Kopfstützenhalterung		€ 223,00
------------------	--	--	-----------------

ERWEITERUNGSOPTION



Erweiterungsoption	extra Platte zur Erweiterung der Breite 1"		€ 45,00
---------------------------	---	--	----------------

☐ Lagervariante

☐ mit Lieferzeit

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.