

Kostenvoranschlag

Bestellung



Faltbarer Scooter

# Sedna Premium

6 km/h

Belastbarkeit 115 kg

empf. Verkaufspreis:



**€ 3.386,00**

## Farben

rot

KD-Nr:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

## Serienausstattung

- |                                     |  |   |
|-------------------------------------|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Akku-Ladegerät                               | ● |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Lithium-Akku 10,5 Ah                         | ● |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Drehsitz                                     | ● |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Armlehnen, wegklapp-, anklapp- und abnehmbar | ● |

## Technische Daten

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Länge           | 960 mm               |
| Breite          | 530 mm               |
| Höhe            | 870 mm               |
| Länge geklappt  | 750 mm               |
| Breite geklappt | 530 mm               |
| Höhe geklappt   | 485 mm               |
| Sitzbreite      | 406 mm               |
| Sitztiefe       | 330 mm               |
| Sitzhöhe        | 540 mm               |
| Bodenfreiheit   | 30 mm                |
| Gewicht         | 31,6 kg              |
| Belastbarkeit   | 115 kg               |
| Geschwindigkeit | 6 km/h               |
| Reichweite      | ca. 15 km            |
| Motorleistung   | 270 Watt             |
| Batterie        | Lithium-Akku 11,5 Ah |
| Wenderadius     | 1250 mm              |
| Räder vorne     | 200 x 50 Luft        |
| Räder hinten    | 2.80 / 2.50-4 Luft   |

## Zubehör

Einkaufstasche

50,50 €

Artikel-Nr.: 1914058

