



Kostenvoranschlag

Bestellung

Klinikstuhl

Alesia

Belastbarkeit 140 kg



empf. Verkaufspreis:

€ 2.174,00

Kunde:

Kommission:

Datum:

Bezugsfarben (Rahmenfarbe weiß)

- C32** Skai gelb
- C33** Skai flieder
- C34** Skai orange
- C35** Skai hellgrün
- C36** Skai dunkelrot
- C37** Skai dunkelblau
- C38** Skai dunkelbraun
- C39** Skai dunkelgrün

Serienausstattung

- AL55** Kopflehne mit Nackenkissen ●
- AL07** Beinauflage mit Rasterverstellung ●
- gepolsterte Sitz/Rückenauflage ●
- manuell winkelbare Unterschenkelauflage ●
- vier Schwenkrollen ●
- zwei Schwenkrollen bremsbar ●
- Richtungsfeststeller ●
- Zentralfeststellbremse ●
- höhenverstellbare Armauflagen ●
- Schiebestange für Begleitperson ●
- verstellbare Rückenlehne bis 30° ●
- verstellbare Sitzkantelung bis 12° ●
- ein-/ausziehbares Fußbrett ●

Optionen / Zubehör

- AL04-L** Seitenpelotte links  107,00
- AL04-R** Seitenpelotte rechts  107,00
- AL12** Therapietisch
Kunststoff  277,00
- AL52** Infusionshalter  169,00
- AL55** Kopflehne m. Nackenkissen 203,00
(im Lieferumfang enthalten,
Preis b. Einzelbestellung) 
- AL83** Sauerstoffflaschenhalter
ø160 mm  169,00
- AL84** Dokumentenhalter  65,00
- AL85** Urinbeutelhalter  46,10

Stand: 2022-02

● = im Lieferumfang/Grundpreis enthalten

Alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise in Euro und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Preise können abweichen bei Bestellungen als Ersatzteil (siehe aktuelle Preisliste). Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.