

Kostenvoranschlag

Bestellung



Outdoorscooter

# CARPO 2 SE

15 km/h

Belastbarkeit 150 kg



KD-Nr:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

empf. Verkaufspreis: **€ 5.023,00**

### Farben

rot	Artikel-Nr.: 5145282
umbra grau	Artikel-Nr.: 5147275
hellelfenbein	Artikel-Nr.: 5147274

### Technische Daten

Länge	1550 mm
Breite	660 mm
Höhe	1390 mm
Sitztiefe	480 mm
Sitzbreite	480 mm
Sitzhöhe	530 mm
Bodenfreiheit	100 mm (ohne Kippschutz)
Gewicht	144 kg
Belastbarkeit	150 kg
Geschwindigkeit	15 km/h
Reichweite	ca. 50 km
Motorleistung	750 Watt
Batterie	2 x 12 V 100 Ah
Steigfähigkeit	15%
Wenderadius	2960 mm
Räder vorne/hinten	3.00-8

### Serienausstattung

<input checked="" type="checkbox"/>	drehbarer, höheneinstellbarer Sitz	●
<input checked="" type="checkbox"/>	höhenverstellbare Kopfstütze	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Rückenneigungsverstellung	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Sitztiefenverstellung	●
<input checked="" type="checkbox"/>	höhen-, und breitenverstellbare sowie abklappbare Armlehnen	●
<input checked="" type="checkbox"/>	stufenlos winkelverstellbare Lenksäule	●
<input checked="" type="checkbox"/>	USB-Anschluss	●
<input checked="" type="checkbox"/>	LCD-Display mit Tachometer	●
<input checked="" type="checkbox"/>	P-Lenker	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Ablagefach	●
<input checked="" type="checkbox"/>	zwei Rückspiegel	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Einkaufskorb	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Beleuchtung	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Blinker	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Akku-Ladegerät	●
<input checked="" type="checkbox"/>	Batterien 2 x 12 V 100 Ah	●

### Zubehör\*

**SW03** Heckbox verschließbar  
Artikel-Nr.: 1908152



162,00

**SW31** Gehstützenhalter  
Artikel-Nr.: 1906227



84,50

**SW06** Rollatorhalter (Standardrollator)  
Artikel-Nr.: 1904796



144,00

**SH08** Abdeckhaube  
Artikel-Nr.: 1921617



149,00

Heckwarntafel  
Artikel-Nr.: 1913263



89,00

Kombination Heckwarntafel + Stockhalter  
Artikel-Nr.: 1906296

129,00

**SW04** Movo Wetterdach  
Artikel-Nr.: 1919008



1250,00

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.