

Kostenvoranschlag

Bestellung



Outdoorscooter

CERES SE

Belastbarkeit 140 kg
Geschwindigkeit: 15 km/h



empf. Verkaufspreis:

€ 4.418,00

KD-Nr:
Name:
Strasse:
PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

Farbe

- rot silber

Technische Daten

Länge	1300 mm
Breite	620 mm
Höhe	1280 mm
Sitztiefe	450 mm
Sitzbreite	430 mm
Sitzhöhe	450-500 mm
Bodenfreiheit	115 mm
Gewicht	111 kg
Belastbarkeit	140 kg
Geschwindigkeit	15 km/h
Reichweite	ca. 30 km
Motorleistung	460 Watt
Batterie	2x 12 V 50 Ah
Steigfähigkeit	10%
Wenderadius	2800 mm
Räder vorne/hinten	4.00-5

Serienausstattung

- ergonomisch geformter Sitz ●
- höhenverstellbare Kopfstütze ●
- Rückenneigungsverstellung ●
- Sitztiefenverstellung ●
- höhenverstell-, und abklappbare Armlehnen ●
- stufenlos winkelverstellbare Lenksäule ●
- P-Lenker ●
- zwei Rückspiegel ●
- Einkaufskorb mit Quick Release ●
- LED-Beleuchtung ●
- LED-Fahrtrichtungsanzeiger ●
- Zentralfederung der Hinterachse ●
- Beidseitige Federung der Lenkräder ●
- Akku-Ladegerät ●

Zubehör*

SW03 Heckbox verschließbar
Artikel-Nr.: 1908152



162,00

SW31 Gehstützenhalter
Artikel-Nr.: 1906227



84,50

SW06 Rollatorhalter (Standardrollator)
Artikel-Nr.: 1904796



144,00

SH08 Abdeckhaube
Artikel-Nr.: 1997571



95,50

Heckwarntafel
Artikel-Nr.: 1913263



89,00

Kombination Heckwarntafel + Stockhalter
Artikel-Nr.: 1906296

129,00

SW04 Movo Wetterdach
Artikel-Nr.: 1919008



1250,00