

Kostenvoranschlag
Bestellung

KD-Nr.:
Name:
Strasse:
PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

FOREST 3

Forest 3
Elektronischer Rollstuhl mit Hinterradantrieb
mit hervorragenden Outdoor-Eigenschaften
und optimalen Möglichkeiten im Innenbereich



	Preis	Bild
Standard Konfiguration	€ 7.549,00	
S = Standard □ = mit Aufpreis		

Motor				
	6 km/h	S		
	10 km/h		€ 9.549,00	
Sitzbreite				
	400 mm			
	450 mm			
	500 mm			
Sitztiefe				
	420 mm			
	440 mm			
	460 mm			
	480 mm			
	500 mm			
	520 mm			
Sitzhöhe				
	415 mm			
	435 mm	nur in Kombination mit SE43 elektr. Sitzverstellung		
	465 mm			
	480 mm	nur in Kombination mit SE42 Lift		
	485 mm	nur in Kombination mit SE43 elektr. Sitzverstellung		

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag
Bestellung

FOREST 3

KD-Nr.:
Name.:
Strasse.:
PLZ/Ort.:

Kommission:

Datum:

S = Standard | **□** = mit Aufpreis

Steuerung

R	Rechts			
L	Links			

wegschwenkbare Möglichkeiten

SE53	abschwenkbar	S		
SE53Z	seitlich absenkbar		€ 203,00	
SE53A	abschwenkbar mit 3 einstellbaren Sperrpositionen		€ 141,00	
	Standard Controller je nach Konfiguration	S		
REM 150	REM 150 Steuerung 6 km/h + Licht für SE19 anstelle vom externen Modul	optional	€ 250,00	
	REM 150 Steuerung 10 km/h + Licht für SE19 anstelle vom externen Modul	optional		
REM2XX	REM 200 möglich mit elektrischen Optionen	nur	-	
LCD	LCD-Touch-Screen		€ 899,00	
SE64	fest		€ 315,00	
SE64	schwenkbar		€ 349,00	

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag
Bestellung

FOREST 3

KD-Nr.:
Name.:
Straße.:
PLZ/Ort.:


Kommission:

Datum:

S = Standard □ = mit Aufpreis				
Spezielle Controller Optionen				
SE04	Kinnsteuerung (ausgestattet mit REM 400 LCD)		€ 2.024,00	
SE104	Kinnsteuerung (ausgestattet mit REM 500 LCD)		€ 2.995,00	
SE08	Rückensteuerung (Controller an der Rückenlehne)		€ 174,00	
SE09	Steuerung für Begleitperson (2. Controller an der Rückenlehne)		€ 558,00	
SE11	Umgedrehter Controller (nur in Verbindung mit LE)			
SE50	V-stab Fahrstabilisierung		€ 731,00	
SE55	Verstärkter Controller		€ 2.520,00	
SE63	Softball Joystick		€ 60,00	

SE83	Mini Joystick		€ 2.800,00	
XD	Heavy Duty Powermodul (120A)		€ 899,00	

Armlehnen

	Armlehnenpolster PU	S		
	Armlehnenpolster Soft Touch		€ 101,00	
	Armlehnenpolster Kunstleder		€ 101,00	

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag
Bestellung

FOREST 3

KD-Nr.:
Name.:
Straße.:
PLZ/Ort.:

Kommission:

Datum:

S = Standard | **□** = mit Aufpreis

Hemiplegie-Armlehnen

B66O	Hemiplegie Armschale verstellbar <i>Nicht in Kombination mit SE74A Spiegel oder SE16</i>	☐ Rechts ☐ Links	€	202,00	
B66M*	Hemiplegie Armlehne m. Handballenauflage	☐ Rechts ☐ Links	€	220,00	
B66ML*	Hemiplegie Armlehne m. Handballenauflage langes Modell	☐ Rechts ☐ Links	€	225,00	
B66MA*	Hemiplegie Armlehne m. Handballenauflage anatomisches Modell	☐ Rechts ☐ Links	€	230,00	
B66MAL*	Hemiplegie Armlehne m. Handballenauflage anatomisches Modell lang	☐ Rechts ☐ Links	€	235,00	
B66OM*	Hemiplegie Armlehne m. Handballenauflage verstellbar	☐ Rechts ☐ Links	€	260,00	
B66OML*	Hemiplegie Armlehne m. Handballenauflage verstellbar langes Modell	☐ Rechts ☐ Links	€	270,00	
B66OMA*	Hemiplegie Armlehne m. Handballenauflage anatomisches Modell verstellbar	☐ Rechts ☐ Links	€	285,00	
B66OMAL*	Hemiplegie Armlehne m. Handballenauflage anatomisches Modell lang verstellbar	☐ Rechts ☐ Links	€	295,00	

**Nicht in Kombination mit B15 Tisch, SE74A Spiegel oder SE16*

Fußstützen

B06	abnehmbar	S			
BA6	abnehmbar verkürzte Version (7cm kürzer)				
BK6	Fußbrett		€	253,00	
BZ10	Monobloc Fußstütze mit Seitenführung		€	310,00	
BZ7	höhen- u. winkelverstellbar (70mm länger)	Rechts Links	€	103,00	
BZ8	höhen- u. winkelverstellbar	Rechts Links	€	103,00	
BK7	Stumpfauflage links		€	103,00	
BL7	Stumpfauflage rechts		€	103,00	
BZE	elektrisch verstellbare Fußstützen (Paar)		€	1.796,00	

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag

Bestellung

FOREST 3

KD-Nr.:

Name.:

Straße.:

PLZ/Ort.:

Kommission:


Datum:

S = Standard | □ = mit Aufpreis

Rahmenfarbe

		matt		glänzend			
C4	hellrot					-	
C5	schwarz					-	
C8	gelb					-	
C29	silber					-	
C53	orange					-	
C55	inox					-	
C56	blau-metallic					-	
C59	champagner					-	
C71	dunkelblau glänzend	-				-	
C72	weinrot glänzend	-				-	
C73	lindgrün glänzend	-				-	
C76	weiss					-	
C78	hellblau glänzend	-				-	
C79	softblau					-	
C85	hellgrün					-	
C87	melonenorange					-	
C88	gold					-	
C89	kupfer					-	
weitere Farben auf Anfrage						€ 250,00	

Rücken

L34	Vorgeformtes Kissen				
	Soft Touch Bezug (schwarz)				
	3D Net Bezug (schwarz)		€	540,00	
	Kunstlederbezug (schwarz)		€	781,00	
L34 Tub	Rohrrückenlehne, mit vorgeformtem Kissen, verstellbar mit Alu-Klemmen				
	Soft Touch Bezug (schwarz)				
	3D Net Bezug (schwarz)		€	540,00	
	Kunstlederbezug (schwarz)		€	781,00	
L44	Rohrrückenlehne mit anpassbarem Kletterücken und Nylonüberwurf		€	75,00	

Bitte beachten: Nur eine Rückenwahl möglich

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag
Bestellung

FOREST 3

KD-Nr.:
Name.:
Straße.:
PLZ/Ort.:

Kommission:

Datum:

S = Standard | □ = mit Aufpreis

Sitz

L35	Vorgeformtes Kissen			
	Soft Touch Bezug (schwarz)			
	3D Net Bezug (schwarz)		€ 420,00	
	3D Net + Nylon PLUS Bezug		€ 420,00	
	Kunstlederbezug (schwarz)		€ 661,50	
	Vorgeformtes Kissen mit Klett			
L16F	Holzplatte mit Klett (ohne Kissen)			
L16F+L35 Soft	Soft Touch Bezug (schwarz)			
L16F+L35 Net/Cor	3D Net + Nylon PLUS Bezug		€ 420,00	
L16F+L35 Skaï	Kunstlederbezug (schwarz)		€ 661,50	
L16F+B23 Nylon	Nylonbezug			

Bitte beachten: Nur eine Auswahl möglich

Sitz- und Rückenoption

SE30	manuelle Sitzverstellung			
SE34	manuelle Rückenverstellung			
SE36	manuelle Rückenverstellung, Neigung 30° m. Gasdruckfedern		€ 107,00	
SE39	elektrische Sitz (20°) & elektrische Rückenverstellung (30°) (2 Aktuatoren) (Sitzhöhe o. Kissen: 415 oder 465 mm)		€ 2.019,00	
SE40	elektrische Sitzverstellung (20° - 1 Akuator) (Sitzhöhe o. Kissen: 415 oder 465 mm)		€ 898,00	
SE41	elektrische Rückenverstellung (30° - 1 Akuator) (Sitzhöhe o. Kissen: 415 oder 465 mm)		€ 1.122,00	
SE42+SE40	LIFT von 300 mm inklusive elektrische Sitzverstellung (45°) (2 Aktuatoren) (Sitzhöhe o. Kissen: 480 mm)		€ 2.570,00	
SE42+SE39	LIFT von 300 mm inklusive elektrische Sitz (45°) & Rückenverstellung (30°) (3 Aktuatoren) (Sitzhöhe o. Kissen: 480 mm)		€ 3.106,00	
SE43	elektrische Sitzverstellung (50°) (1 Akuator) (Sitzhöhe o. Kissen: 435 oder 485 mm)		€ 1.294,00	
SE43+SE41	elektrische Sitz (50°) & elektrische Rückenverstellung (30°) (2 Aktuatoren) (Sitzhöhe o. Kissen: 435 oder 485 mm)		€ 2.137,00	
SE48	Memory-Sitzposition nur mit LCD-Steuerung	Mögliche Kombinationen mit o SE39 o SE39, SE42 o SE39, SE43	€ 900,00	

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag
Bestellung

FOREST 3

KD-Nr.:
Name.:
Straße.:
PLZ/Ort.:

Kommission:

Datum:

S = Standard | □ = mit Aufpreis

Räder				
Vorderräder				
9"	(230 mm)			
	Luft: Decke schwarz, Felge schwarz, Glattprofil			
	Luft: Decke grau, Felge schwarz, Glattprofil			
	PU: Decke schwarz, Felge schwarz, Glattprofil		€ 213,00	
10"	(260 mm)			
	Luft: Decke schwarz, Felge schwarz, Blockprofil			
	Luft: Decke schwarz, Felge schwarz, Glattprofil			
	Luft: Decke grau, Felge schwarz, Blockprofil		€ 213,00	
	PU: Decke schwarz, Felge schwarz, Blockprofil		€ 213,00	
	PU: Decke schwarz, Felge schwarz, Glattprofil		€ 213,00	
Hinterräder (3.00 x 8)				
	Luft: Decke schwarz, Felge schwarz, Blockprofil			
	Luft: Decke schwarz, Felge schwarz, Glattprofil			
	Luft: Decke grau, Felge schwarz, Blockprofil		€ 382,00	
	PU: Decke schwarz, Felge schwarz, Blockprofil		€ 382,00	

Zubehör				
L55	Kopfstütze		€ 344,00	
L55B	Nackenstütze einstellbar		€ 195,00	
L58	Kopfstütze einstellbar in Höhe und Tiefe (stufenlos)		€ 425,00	
L58C	Kopfstütze einstellbar in Höhe, Tiefe, Breite u. Drehung		€ 425,00	
SE16	Kleiderschutz (in Plexi) Nicht in Kombination mit B66 / B66O		€ 73,00	
B22	Abduktionskeil		€ 129,00	
L04	Seitenpelotten Kombination mit B66	Nicht in ○ Rechts ○ Links	€ 107,00	
L04S	Seitenpelotten schmal Kombination mit B66	Nicht in ○ Rechts ○ Links	€ 107,00	

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag

Bestellung

FOREST 3

KD-Nr.:

Name.:

Straße.:

PLZ/Ort.:

Kommission:

Datum:

S = Standard | **□** = mit Aufpreis

Zubehör

L04TL*	Seitenpelotten (an L34 Rücken) <i>Nicht in Kombination mit B66</i>	☐ Rechts ☐ Links		€ 107,00	
L04TS*	Seitenpelotten small (an L34 Rücken) <i>Nicht in Kombination mit B66</i>	☐ Rechts ☐ Links		€ 107,00	
B15	Therapietisch Plexi			€ 270,00	
B15A	verstellbarer Tisch			€ 270,00	
B31	Gehstützenhalter <i>Nicht in Kombination mit SE42 & SE43</i>			€ 84,50	
B52	Infusionshalter			€ 169,00	
B58	Sicherheitsgurt		S		
SE01	Spritzschutz			€ 107,00	
SE06	USB-Anschluß			€ 175,00	
SE18	Lenksperre			€ 120,00	
SE19	LED Beleuchtung		S		
SE58	Transporthaken		S		
SE24	Getränkehalter			€ 101,00	
SE26	Schiebestange <i>Nur kompatibel mit L34 nicht kompatibel mit L34 Tub</i>			€ 89,00	
SE27	Transportkoffer <i>Nicht in Kombination mit Rohrrücken, SE42 & SE43 & L55 & SE26</i>			€ 225,00	
SE28	Gepäckträger <i>Nicht in Kombination mit SE42 & SE43</i>			€ 112,00	
SE37	Seitenstütze für Oberschenkel			€ 107,00	
SE74	Spiegel (1 Stck.) <i>Nicht in Kombination mit B66/B660 B15 / B15A</i>	☐ Rechts ☐ Links		€ 31,50	
SE74A	Spiegel abschwenkar (1 Stck.) <i>Nicht in Kombination mit B66/B660 B15 / B15A</i>	☐ Rechts ☐ Links		€ 101,00	
SE49	Tasche			€ 45,00	

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.