

Kostenvoranschlag

Bestellung



Indoorscooter

# VENUS 4 Sport

6 km/h / PU-bereift  
Belastbarkeit 115 kg



empf. Verkaufspreis:

**€ 1.985,00**

KD-Nr:  
Name:  
Strasse:  
PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

### Farben

- silber Artikel-Nr.: 5131125

### Technische Daten

Länge	1040 mm
Breite	550 mm
Höhe	900 mm
Sitztiefe	340 mm
Sitzbreite	420 mm
Sitzhöhe	520-570 mm
Bodenfreiheit	50 mm
Gewicht	55,1 kg
Belastbarkeit	115 kg
Geschwindigkeit	6 km/h
Reichweite	ca. 16 km
Motorleistung	270 Watt
Batterie	2x 12 V 20 Ah
Steigfähigkeit	10%
Wenderadius	2470 mm
Räder vorne/hinten	230 x 75

### Serienausstattung

- pannensichere Bereifung ●
- entnehmbarer Batteriekasten ●
- Armlehnen breitenverstellbar ●
- T-Lenker mit rutschfesten Griffen ●
- Einkaufskorb ●
- Beleuchtung ●
- Batterien 2 x 12 V 20 Ah ●
- Akku-Ladegerät ●

### Zubehör\*

**SW06** Rollatorhalter (Standardrollator) 144,00  
Artikel-Nr.: 1904796



**SW31** Gehstützenhalter 84,50  
Artikel-Nr.: 1906386



**SH08** Abdeckhaube 96,00  
Artikel-Nr.: 1997571



Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.