

Elektrorollstuhl
Frontantrieb

TIMIX

Belastbarkeit **130 kg**
HMV-Nr.:18.50.04.0170



empf. Verkaufspreis:

€ 9.169,00

KD-Nr.:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

Farben

C4 rot	C72 weinrot-gld.
C5 schwarz	C73 lindgrün-gld.
C8 gelb	C76 weiss
C29 silber	C78 hellblau-gld.
C53 orange	C79 softblau
C55 inox	C85 grasgrün
C56 graublau	C87 melonenorange
C59 champagner	C88 gold
C71 dunkelblau-gld.	C89 kupfer

matt

glänzend

Sitzbreiten	Sitztiefen	Sitzhöhen
40 cm	42 cm	45 cm
45 cm	44 cm	50 cm
50 cm	46 cm	(gemessen v. Sitzrahmen o. Polster)
	48 cm	
	50 cm	
	52 cm	

Steuerung

	links	rechts
SE53Z seitlich		203,00
SE53A abschwenkbar		
Verriegelungs		141,00

Steuerung Optionen

LCD Controller mit Touchscreen	899,00
SE64-f Steuerung fest*	315,00
SE64-s Steuerung*	349,00
SE04 Kinnsteuerung	2024,00
SE08 Rückensteuerung (Controller an der Rückenlehne)	174,00
SE09 Steuerung für Begleitperson (2. Controller an der Rückenlehne)	585,00
SE63 Softball Joystick	60,00

*nicht möglich in Kombination mit SE53Z & SE53A

Armpolster

Soft Armpolster soft	101,00
Skai Armpolster Kunstleder	101,00



Serienausstattung

☒	2 x 12 V / 80 Ah	●
☒	6 km/h 2 x 220 Watt Motoren	●
☒	programmierbare Steuerung LiNX	●
☒	SE53 abschwenkbare Steuerung	●
☒	Armpolster PU	●
☒	B06 Standardbeinstützen	●
☒	B58 Sicherheitsgurt	●
☒	SE19 Beleuchtungsanlage LED	●
☒	SE58 Transporthaken	●
☒	SE50 V-Stab Fahrstabilisierung	●

Armlehnen

B660 PU-Armschale (nicht möglich bei B15 Tisch) 202,00

links

rechts

Beinstützen

BA6 abnehmbare Fußstützen (7cm kürzer)	-
BZ7-L höhen-u.winkelverst. li. (7cm länger)	103,00
BZ7-R höhen-u.winkelverst re. (7cm länger)	103,00
BZ8-L höhen-u.winkelverstellbar links	103,00
BZ8-R höhen-u.winkelverstellbar rechts	103,00
BZE-L elektr. verstellbare Beinstütze links	898,00
BZE-R elektr. verstellbare Beinstütze rechts	898,00
BZ10E verstellbares Fußbrett	956,00

Vorderräder (3.00 x 8)

Luft: Decke schwarz, Felge schwarz, Blockprofil	●
Luft: Decke schwarz, Felge schwarz, Glattprofil	●
Luft: Decke grau, Felge schwarz, Blockprofil	382,00
PU: Decke schwarz, Felge schwarz, Blockprofil	382,00

Hinterräder (9")

Luft: Decke schwarz, Felge schwarz, Glattprofil	●
Luft: Decke grau, Felge schwarz, Glattprofil	●
PU: Decke schwarz, Felge schwarz, Glattprofil	213,00

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Elektorollstuhl
Frontantrieb

TIMIX

Belastbarkeit **130 kg**
HMV-Nr.:18.50.04.0170



empf. Verkaufspreis:

€ 9.169,00

KD-Nr:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Kommission:

Datum:

Sitzoption L35

am Rahmen befestigt

Soft	Softsitz	●
Cor	Meshsitz	420,00
Skai	Kunstledersitz	661,50

Sitzoption L16

L16	Holzplatte mit Klett ohne Kissen	●
B23Soft	Softsitz mit Klett	●
B23Cor	Meshsitz mit Klett	420,00
B23Skai	Kunstledersitz mit Klett	661,50

Sitz & Rückenverstellung

SE30	Manuelle Sitzverstellung	●
SE34	Manuelle Rückenverstellung	●
SE36	Manuelle Rückenverstellung	107,00
	Neigung bis 30° m. Gasdruckfedern	
SE39	Elektr. Sitzverstellung (20°) und elektr. Rückenverstellung (30°)	2.019,00
	(2 Aktu.)(SH. o. Kissen: 450 oder 500 mm)	
SE40	Elektr. Sitzverstellung (20°)	898,00
	(1 Aktu.)(SH. o. Kissen: 450 oder 500 mm)	
SE41	Elektr. Rückenverstellung (30°)	1.122,00
	(1 Aktu.)(SH. o. Kissen: 450 oder 500 mm)	
SE43	Elektr. Sitzverstellung (50°)	1.294,00
	(1 Aktu.)(SH. o. Kissen: 470-520 mm)	
SE43+41	Elektr. Sitzverstellung (50°) u. el. Rückenverstellung (30°) (2 Aktu.)	2.137,00
	(SH. o. Kissen: 470 oder 520 mm)	


Optionen

10 km/h	Motorensatz 350 Watt	956,00
14 km/h	Motorensatz 350 Watt	1.552,00

Rückenoption L34

vorgeformtes Kissen


Softkissen (grau)	●
Meshkissen (schwarz)	540,00
Kunstlederkissen (schwarz)	781,00



Rückenoption L34 Tub Rohrrückenlehne

vorgeformtes Kissen, verstellbar durch Alu-Klemmen

Sofrücken (grau)	●
Meshrücken (schwarz)	540,00
Kunstlederrücken (schwarz)	781,00



Rückenoption L44

Rohrrückenlehne mit
anpassbarem Kletterücken
und Nylonüberwurf



Zubehör

SE16 seitl. Seitenplatten (Plexi) (n. bei B66O)	73,00
B22 Spreizkeil	129,00
L04-R Seitenpelotten rechts	107,00
L04-L Seitenpelotten links	107,00
L04-RS Seitenpelotten schmal rechts	107,00
L04-LS Seitenpelotten schmal links	107,00
L55 Kopfstütze höhenverstellbar	344,00
L58 Kopfstütze einstellbar in Höhe, Tiefe, Breite und Drehung	425,00
B15 Therapieplatte (Plexi)	270,00
B31 Gehstockhalter (n. b. SE43)	84,50
SE01 Spritzschutz Antriebsräder	225,00
SE18 Diebstahlsicherung	135,00
SE24 Getränkehalter	101,00
SE26 Schiebestange	89,00
SE27 Transportkoffer (n.b. Tub-Rück., SE43, L55&SE26)	225,00
SE28 Gepäckträger (n.b. SE43&SE27)	225,00
SE74 Spiegel (1 Stück)(n.b. B66O)	31,50
SE74A abschwenkbarer Spiegel (n.b. B66O)	101,00
Heckmarkierungstafel (bei 10 + 14 km/h)	89,00

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.