

Kostenvoranschlag
Bestellung

KD-Nr.:
Name.:
Straße.:
PLZ/Ort.:

Kommission:
-------------

Datum:
--------

# Turios

Der Turios ist unser kompaktester Elektrorollstuhl. Mit einem leistungsstarken Hinterradantrieb ist er sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. Farbe, Räder und Sitzposition sind frei wählbar, so dass Turios an die Wünsche und Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden kann. Sein modernes Aussehen und der bequeme Sitz sorgen dafür, dass sich jeder in diesem VERMEIREN-Rollstuhl wohlfühlt.



	Preis	Bild
<b>Standard Konfiguration</b>	€ 4.250,00	

S = Standard | □ = mit Aufpreis | - = nicht möglich

Sitztiefe	44 cm
Sitzhöhe	45 cm
Armlehnen	Bi5
Fußstützen	B06 Standard
Steuerung	rechts
Rahmenfarbe	C5 schwarz matt
Controller SE 11	rechts
Rücken	Kletrücken anpass.
Sitz	Nylonkissen
Vorderräder Luft	10 " schwarz Glattpr.
Hinterräder Luft	350x70 schwarz Block
SE30	manuelle Sitzverstellung
SE34	manuelle Rückenverstellung
Motoren	2 x 150 Watt / 6 km/h
Batterien	2 x 12 V / 50 Ah
Ladegerät	8 Ah
Beleuchtung	LED Fahrlicht, Blinker
B58	Sicherheitsgurt
B78	Kippschutz
SE 58	Transporthaken (nicht Chrash-get.)
SE 01	Spritzschutz (Paar)

## vorkonfigurierte Stühle

- < === > **Sitzbreite 39 cm**  
Artikel-Nr. 4029047
- < === > **Sitzbreite 45 cm**  
Artikel-Nr. 4029048
- < === > **Sitzbreite 51 cm**  
Artikel-Nr. 4029049

Für andere Konfigurationen weiter auf Seite 2

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag
Bestellung

# Turios

KD-Nr.:
Name.:
Straße.:
PLZ/Ort.:

Kommission:
-------------

Datum:
--------

**S** = Standard |  = mit Aufpreis | - = nicht möglich

## Sitzbreite

39 cm	45 cm	51 cm
-------	-------	-------

## Sitztiefe

### ohne elektrische Optionen

38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

### mit elektrischen Optionen

43 cm	45 cm	47 cm	49 cm	51 cm
-------	-------	-------	-------	-------

## Sitzhöhe

### ohne elektrische Optionen

45 cm			-
50 cm		€	68,00
55 cm		€	68,00

### mit elektrischen Optionen

49 cm			-
52 cm		€	68,00

## Batterien

50 Ah	<b>S</b>	-
-------	----------	---

## Geschwindigkeit

6 Km/h	<b>S</b>	-
--------	----------	---

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag
Bestellung

# Turios

KD-Nr.:
Name.:
Straße.:
PLZ/Ort.:

Kommission:
-------------

Datum:
--------

**S** = Standard |  = mit Aufpreis | - = nicht möglich

## Controller

### Standard Controller LE-Reihe

SE11	Standard Controller (REM060) <i>Nicht in Verbindung mit elektrischen Optionen</i>	O links O rechts	<b>S</b>	-	
LE Joystick	Standard - Joystick (REM050) <i>Nicht in Verbindung mit elektrischen Optionen</i>	O links O rechts	<input type="radio"/>	-	
SE19	SE19 Lichtmodul extern <i>Standard bei LE oder SE11</i>		<b>S</b>	€ -	

### Erweiterte Controller LINX

REM 150	REM 150 Controller 6km/h + Lights <i>optional für SE19 anstelle vom externen Modul</i>	links rechts		€ 250,00	
REM2XX	Controller REM 200 <i>nur möglich mit elektrischen Optionen</i>	links rechts		-	
LCD	integrierter LCD Touch Screen Controller <i>nur möglich mit elektrischen Optionen</i>	links rechts		€ 899,00	
PM75A	Power Module (75amp) <i>nur möglich mit REM2xx oder LCD</i>	links rechts		€ 899,00	
SE64 fest	Fernbedienung - an der Armlehne befestigt	links rechts		€ 315,00	
SE64 schwenkbar	Fernbedienung - über Schwenk- oder Joystick	links rechts		€ 349,00	

### wegschwenkbare Möglichkeiten

SE53	abschwenkbare Steuerung	links rechts		€ 169,00	
------	-------------------------	-----------------	--	----------	--

### Spezielle Controller Optionen

SE08	Begleitpersonensteuerung (Controller wird an der Rückenlehne befestigt)			€ 174,00	
SE09	Begleitpersonensteuerung (2ter Controller Begleitperson wird an der Rückenlehne befestigt) <i>nur möglich mit erweiterten Controllern</i>			€ 585,00	
SE55	Verstärkter Controller			€ 2.520,00	
SE83	Mini Joystick			€ 2.800,00	
SE86	Sondertasten für Linx LCD			€ 115,00	

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag
Bestellung

# Turios

KD-Nr.:
Name.:
Straße.:
PLZ/Ort.:

Kommission:
-------------

Datum:
--------

**S** = Standard |  = mit Aufpreis | - = nicht möglich

## Armlehnen

Bi5	höhenverstellbare Armlehnen PU-Polster	<b>S</b>		
Bi5 soft	höhenverstellbare Armlehnen Soft-Polster		€ 101,00	

## Hemiplegie Armlehnen

B66	Hemiplegie Armlehne	links rechts	€ 202,00	
B66O	Hemiplegie Armlehne verstellbar	links rechts	€ 220,00	
B66M	Hemiplegie Armlehne mit Handballenauflage	links rechts	€ 220,00	
B66OM	Hemiplegie Armlehne mit Handballenauflage verstellbar	links rechts	€ 225,00	
B66ML	Hemiplegie Armlehne lang mit Handballenauflage	links rechts	€ 220,00	
B66OML	Hemiplegie Armlehne lang mit Handballenauflage, verstellbar	links rechts	€ 270,00	
B66MA	Hemiplegie Armlehne mit anatomischer Handballenauflage	links rechts	€ 230,00	
B66OMA	Hemiplegie Armlehne mit anatomischer Handballenauflage, verstellbar	links rechts	€ 285,00	
B66MAL	Hemiplegie Armlehne lang mit anatomischer Handballenauflage	links rechts	€ 235,00	
B66OMAL	Hemiplegie Armlehne lang mit anatomischer Handballenauflage, verstellbar	links rechts	€ 295,00	

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag
Bestellung

# Turios

KD-Nr.:
Name.:
Straße.:
PLZ/Ort.:

Kommission:
-------------

Datum:
--------

**S** = Standard | **□** = mit Aufpreis | - = nicht möglich

## Sitzoptionen

SE30	manueller Sitz verstellbar 0/2/4/6°	<b>S</b>	-	
SE34	manuelle Rückenlehnenverstellung 0-32° (5 Pos. á 8°)	<b>S</b>	-	
SE36S	manuelle Rückenlehnenverstellung mittels Gasdruckfeder 0-30° (Griff auf Steuerungsseite) <i>nur in Kombination mit SE 40</i>		€ 107,00	
SE36B	manuelle Rückenlehnenverstellung mittels Gasdruckfeder 0-30° (Griff für Begleitperson am Rücken) <i>nur in Kombination mit SE 40</i>		€ 107,00	
SE39	elektr. Sitzverstellung (20°) & Rückenverstellung (30°) <i>nur in Kombination mit erweiterten Controllern</i>		€ 2.019,00	
SE40	elektr. Sitzverstellung (20°) & manuelle Rückenverstellung <i>nur in Kombination mit erweiterten Controllern</i>		€ 898,00	
SE41	manueller Sitz verstellbar 0/2/4/6° & elektrische Rückenverstellung (30°) <i>nur in Kombination mit erweiterten Controllern</i>		€ 1.122,00	

## Beinstützen

B06in	Standard-Beinstützen mit winkelverstellbaren Fußplatten	<b>S</b>	-	
BA6	Standard-Beinstützen verkürzt		-	
BK6	Fußbrett		€ 253,00	
BL7	Stumpfauflage - rechts		€ 103,00	
BK7	Stumpfauflage - links		€ 103,00	
BZ7IN	höhen- u. winkelverstellbare Beinstütze, mit verstellbaren Fußplatten (70mm länger)	links rechts	€ 103,00	
BZ8IN	höhen- u. winkelverstellbare Beinstütze, mit verstellbaren Fußplatten	links rechts	€ 103,00	
BZ10	manuelle Monobloc-Fußstütze mit seitlicher Führung		€ 310,00	
BZE	elektrisch verstellbare Fußstützen, mit verstellbaren Fußplatten (1 Aktuator) Paar <i>nur in Kombination mit erweiterten Controllern</i>		€ 1.796,00	

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag
Bestellung

# Turios

KD-Nr.:
Name.:
Straße.:
PLZ/Ort.:

Kommission:
-------------

Datum:
--------

**S** = Standard |  = mit Aufpreis | - = nicht möglich

## Rahmenfarbe

C4	hellrot		€ 75,00	
C5	schwarz	<b>S</b>	-	
C76	weiß metallic		€ 75,00	
C77	schwarz metallic		€ 75,00	
C79	hellblau metallic		€ 75,00	
C85	grün		€ 75,00	
C87	orange		€ 75,00	
Cxx	andere Farben auf Anfrage		€ 250,00	

## Rückenoption

L34	Vorgeformtes Soft Touch Kissen PU-Bezug		€ 321,00	
	Vorgeformtes Kissen mit Nylon PLUS Bezug		€ 540,00	
	Vorgeformtes Kissen mit 3D Net Bezug		€ 781,00	
Tub+L44	Rohrrückenlehne mit Nylonüberwurf	<b>S</b>		

## Sitzoption

L35	Vorgeformtes Soft Touch Kissen PU-Bezug		€ 321,00	
	Vorgeformtes Kissen mit Nylon PLUS Bezug		€ 420,00	
	Vorgeformtes Kissen mit 3D Net Bezug		€ 661,50	
L16F+ L35/B23	separates vorgeformtes PU-Kissen mit Klett	<b>S</b>		
	separates vorgeformtes Kissen mit Nylon PLUS Bezug mit Klett		€ 420,00	
	separates vorgeformtes Kissen mit 3D Net Bezug mit Klett		€ 661,50	

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag
Bestellung

# Turios

KD-Nr.:
Name.:
Straße.:
PLZ/Ort.:

Kommission:
-------------

Datum:
--------

**S** = Standard |  = mit Aufpreis | - = nicht möglich

## Kopfstützen

L55	Kopfstütze		€ 344,00	
L58	Kopfstütze einstellbar in Höhe und Tiefe (Stufenlos)		€ 425,00	
L58C	Kopfstütze einstellbar in Höhe, Breite, Tiefe und Drehung		€ 425,00	

## Räder

### Vorderräder

9" 230mm	Luft, Decke schwarz, Felge schwarz Glattprofil		-	
	Luft, Decke grau, Felge schwarz Glattprofil		-	
	PU, Decke schwarz, Felge schwarz Glattprofil		€ 213,00	
10" 260mm	Luft, Decke schwarz, Felge schwarz Blockprofil		-	
	Luft, Decke schwarz, Felge schwarz Glattprofil	<b>S</b>	-	
	Luft, Decke grau, Felge schwarz Blockprofil		-	
	PU, Decke schwarz, Felge schwarz Blockprofil		€ 213,00	
	PU, Decke schwarz, Felge schwarz Glattprofil		€ 213,00	

### Antriebsräder (350x70)

B4	Luft, Decke schwarz, Felge schwarz Blockprofil	<b>S</b>	-	
B5	Luft, Decke schwarz, Felge schwarz Glattprofil		-	
B6	Luft, Decke grau, Felge schwarz Blockprofil		-	
B7	PU, Decke schwarz, Felge schwarz Blockprofil		€ 382,00	

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kostenvoranschlag
Bestellung

# Turios

KD-Nr.:
Name.:
Straße.:
PLZ/Ort.:

Kommission:
-------------

Datum:
--------

**S** = Standard |  = mit Aufpreis | - = nicht möglich

## Zubehör

B15A	Therapietisch Plexi - Doppelfixierung		€ 270,00	
B15	Therapietisch Plexi		€ 270,00	
B22	Spreizkeil		€ 132,00	
B31	Gehstützenhalter	links rechts	€ 84,50	
B52	Infusionshalter		€ 169,00	
SE06	USB Anschluss <i>nicht kompatibel mit Standard-Controller</i>		€ 175,00	
SE24	Getränkehalter		€ 101,00	
SE27	Transportkoffer <i>nicht in Kombination mit TUB Rohrrücken &amp; L55</i>		€ 225,00	
SE35	Bordsteinhilfe		€ 281,00	
SE74	Spiegel <i>wird auf der gegenüberliegenden Seite des Controllers montiert</i>	links rechts	€ 31,50	

Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Netto-Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.